
Kits de tubes à dialyse et électro-élution GeBAflex





Pour la dialyse et les protocoles d'échange de tampon.

- **Disponibles en 3 vol. : Mini (10 - 250 µl), Midi (50 - 800 µl), et Maxi (0,1 - 3 ml)**
- **Prêts à l'utilisation, proposés avec rack flottant et manuel d'utilisation**
- **Membrane traitée à l'EDTA, exempte d'ARN, d'ADN, de sulfure et de métaux lourds**
- **Seuil de rétention de 1 kDa à 50 kDa**
- **La solution à traiter peut être déposée et récupérée avec une pointe standard de micropipette**

Seuil de rétention	Unités/ carton	Kit GeBAflex Mini 10 - 250 µl		Kit GeBAflex Midi 50 - 800 µl		Kit GeBAflex Maxi 0,1 - 3 ml	
		Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
1 kDa	5	-	-	375008	NC -	-	-
	100	-	-	375009	NC -	-	-
3,5 kDa	10	-	-	375010	NC -	-	-
	15	-	-	-	-	375016	NC -
	50	-	-	375011	NC -	375017	NC -
	100	-	-	375012	NC -	375018	NC -
8 kDa	10	375005	NC -	375013	NC -	-	-
	15	-	-	-	-	375019	NC -
	50	375006	NC -	375014	NC -	375020	NC -
	100	375007	NC -	375015	NC -	375021	NC -
14 kDa	10	375001	NC -	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	375022	NC -
	50	375002	NC -	-	-	375023	NC -
	100	375003	NC -	-	-	375024	NC -
25 kDa	5	375004	NC -	-	-	375025	NC -
	100	-	-	-	-	375026	NC -
50 kDa	15	-	-	-	-	375027	NC -
	50	-	-	-	-	375028	NC -
	100	-	-	-	-	375029	NC -

051456

Solutions pour électro-élution

Réf.	Désignation	Vol. (ml)	Nb. élutions avec tube GeBaflex			CHF
			Mini	Midi	Maxi	
375045	Réactif de précipitation TCA 20 %	60	240	85	20	NC -
375048		10	40	14	3	NC -
375047	Réactif de précipitation Kac 3M	10	400	142	33	NC -
375050		2	80	28	6	NC -
375046	Solution tampon MS	10	400	142	33	NC -
375049		2	80	28	6	NC -

Portoir d'élution pour 4 tubes GeBAflex

Portoir d'élution pr 4 tubes GeBAflex	Tubes GeBAflex Mini	Tubes GeBAflex Midi	Tubes GeBAflex Maxi
Référence	375030	375031	375032
CHF	NC -	NC -	NC -

Tubes de dialyse ReadyLyzer



Système prêt à l'emploi pour la dialyse d'échantillons d'ADN, d'ARN et de protéines.

- **Membrane préinstallée dans un tube à capuchon vissant**
- **Membrane en cellulose régénérée ultra pure faible rétention**
- **Livrés avec un anneau de flottaison permettant le maintien du dispositif en position verticale**
- **5 modèles disponibles selon le volume de l'échantillon : 10 - 250 µl, 50 - 800 µl, 0,1 - 3 ml, 10 ml et 20 ml**
- **Seuil de rétention MWCO 1 kDa, 3.5 kDa, 6 - 8 kDa, 12 - 14 kDa**

Référence	Volume maximal	MWCO (KDa)	Unités/ carton	CHF/ carton
115768	250 µl	6 - 8 KDa	10	NC -
115769			30	NC -
115770		12 - 14 KDa	10	NC -
115771			30	NC -
115772	800 µl	1 KDa	5	NC -
115773		3,5 KDa	10	NC -
115774			30	NC -
115775		6 - 8 KDa	10	NC -
115776			30	NC -
115777	3 ml	3,5 KDa	5	NC -
115778			15	NC -
115779		6 - 8 KDa	5	NC -
115780			15	NC -
115781		12 - 14 KDa	5	NC -
115782			15	NC -
115783	10 ml	1 KDa	5	NC -
115785		3,5 KDa	10	NC -
115787		6 - 8 KDa	10	NC -
115789		12 - 14 KDa	10	NC -
115784	20 ml	1 KDa	5	NC -
115786		3,5 KDa	10	NC -
115788		6 - 8 KDa	10	NC -
115790		12 - 14 KDa	10	NC -