Pinces de fermeture pour tubes à dialyse

- **Pour fermer les tubes à dialyse de manière totalement sûre**
- **Adaptées uniquement pour les tubes de dialyse en cellulose régénérée**
- **Autoclavables**

2 modèles :
- la pince standard : assure une étanchéité parfaite grâce à ses triples cannelures ;
- la pince lestée : munie d'un poids en acier inox pour assurer la submersion et l'équilibre du tube.



Référence	Désignation	Largeur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
059001	Pinces standard	12	10	**NC -**
059002	Pinces standard	35	10	**NC -**
059003	Pinces standard	75	10	**NC -**
059004	Pinces lestées	12	10	**NC -**
059005	Pinces lestées	23	10	**NC -**
059006	Pinces lestées	35	10	**NC -**
059007	Pinces lestées	55	10	**NC -**

Pinces de fermeture universelle

- **Adaptées pour tous types de membranes**
- **Conseil : choisir une pince plus longue de 4 à 10 mm que la largeur à plat de la membrane**



Largeur (mm)	50	70	110	150
Blanc	**059523**	**059528**	**059520**	**059533**
Rouge	**059524**	**059529**	**059521**	**059534**
Jaune	**059525**	**059530**	**059522**	**059535**
Bleu	**060617**	**059531**	-	-
Vert	**059526**	**059532**	-	-
Noir	**059527**	**060631**	-	-
Unités/carton	10	10	10	10
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

