Les variantes - Col étroit

Flacons carrés en verre borosilicaté



Flacons gain de place.

- En verre DURAN® borosilicaté 3.3
- Bouteille résistante à des températures allant de -70 °C à +500 °C
- Bouchon résistant à des températures allant de - 40 °C à +140 °C
- Certificat de traçabilité, chaque flacon portant un numéro d'identification



Voir les bouchons pages 1120 et 1121

Référence	Désignation	Bouchon	Dim. côté x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
090441	Flacon carré 100 ml	GL 32	50 x 109	10	NC -
090346	Flacon carré 250 ml	GL 45	64 x 143	10	NC -
090347	Flacon carré 500 ml	GL 45	78 x 181	10	NC -
090348	Flacon carré 1000 ml	GL 45	94 x 222	10	NC -

Flacons de laboratoire, avec bouchon à vis et bague anti-goutte haute température

- Capuchon et bague anti-goutte en polyester thermoplastique
- Code de traçabilité imprimé : certificat de lot téléchargeable
- Résistent à une stérilisation à air chaud jusqu'à 180 °C
- Le joint en silicone revêtu de PTFE résiste aux attaques chimiques
- Le flacon de 25 ml se caractérise par une bague en verre moulée directement dans le col de flacon et ne requiert aucune bague anti-goutte



Référence	Volume (ml)	Ø du corps (mm)	H. flacon (mm)	Filetage GL	Unités/ carton	CHF/ carton
232546	25	36	70	25	10	NC -
232547	50	46	88	32	10	NC -
232548	100	56	100	45	10	NC -
232549	250	70	138	45	10	NC -
232550	500	86	176	45	10	NC -
232551	1000	101	225	45	10	NC -
232552	2000	136	260	45	10	NC -

Flacons Pyrex® bouchés PBT

- En Pyrex®, gradués (sauf flacon 25 ml)
- Livrés avec un bouchon sans joint en résine phénoplaste haute performance
- Etanchéité assurée par un joint composite PTFE / éthylène-propylène
- Flacons stérilisables à 121 °C pendant 2 heures, bouchons à vis PBT autoclavables et stérilisables à la vapeur sèche jusqu'à 180 °C

Réf.	Capacité (ml)	ø ext. corps (mm)	ø col raccord SVL (mm)	Hauteur totale (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
090834	25	35	20	65	10	NC -
090835	50	43	25	80	10	NC -
090836	100	54	25	105	10	NC -
090837	250	66	30	135	10	NC -
090763	500	81	30	175	10	NC -
090764	1000	101	42	215	10	NC -
090838	2000	136	60	250	10	NC -
090839	5000	181	60	324	1	NC -
090840	10000	227	60	395	1	NC -
090842	20000	288	60	502	1	NC -



Bouchons PBT (livrés avec joint) pour flacons

Référence	Raccord SVL	øext x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
001485B	13	17 x 16	20	NC -
001486B	15	20 x 18	20	NC -
001487B	18	23 x 18	20	NC -
001488B	20	25 x 18	20	NC -
001489B	22	27 x 18	20	NC -
001490B	25	31 x 26	20	NC -
001491B	30	36 x 26	20	NC -
001492B	42	52 x 30	10	NC -

Joints de remplacement

Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
001494B	20	NC -
001495B	20	NC -
001496B	20	NC -
001497B	20	NC -
001498B	20	NC -
001499B	20	NC -
001500C	20	NC -
001501B	10	NC -



Saisissez la référence sur milian.com
pour retrouver notre procédure d'autoclavage