Flacons en verre DURAN® Youtility GL45



Bouteille ergonomique de forme mince, permettant un gain de place.

- En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN®
- Bouchon optimisé avec dévissage facile, fourni avec la bouteille
- Flacons et bouchons munis d'un code de traçabilité, certificat de conformité disponible sur www.duran-group.com
- Anneaux de marquage colorés en silicone (en accessoire) pour identifier facilement le flacon
- Marqueur d'autoclavage sur les étiquettes modifié pour plus de visibilité

Volume (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Flacon standard	CHF/ carton	Flacon ambré	CHF/ carton
125	55	124	4	092148	NC -	092183	NC -
250	66	158	4	092149	NC -	092184	NC -
500	78	193	4	092150	NC -	092185	NC -
1000	93	253	4	092151	NC -	092186	NC -

Anneaux de marquage

Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Noir	Blanc	CHF les 20
096004	096005	096006	096007	096008	096009	096010	096011	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
096126	Etiquette autocollante pour flacon et bouchon	100	NC -
092153	Bouchon à vis DURAN® Youtility bleu	10	NC -
096343	Bouchon à vis DURAN® Youtility blanc	10	NC -
092154	Bague de déversement pour DURAN® Youtility	16	NC -
092155	Anneau de marquage pour DURAN® Youtility *	16	NC -
096111B	Bouchon à vis à membrane PTFE 0,2 µm	4	NC -

* Deux de chaque couleur : bleu, violet, vert, rouge, orange, jaune, noir, blanc

Flacons recouverts de DURAN® PROTECT



Flacons en verre borosilicaté Duran® recouvert d'un coating qui renforce la solidité de la bouteille et évite les débris de verre en cas de casse.

				Sans capuchon et bague de déversement			Avec capuchon et bague de déversement		
Vol. (ml)	Hauteur sans bouchon (mm)	Ø col (mm)	Ø corps (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
10	50	25	36	090984	10	NC -	-	-	-
25	70	25	36	090845	10	NC -	-	-	-
50	87	32	46	090846	10	NC -	-	-	-
100	100	45	56	090388	10	NC -	083826	10	NC -
150	110	45	62	092042	10	NC -	083827	10	NC -
250	138	45	70	090389	10	NC -	092130	10	NC -
500	176	45	86	090390	10	NC -	092131	10	NC -
750	203	45	95	092043	10	NC -	083828	10	NC -
1000	225	45	101	090380	10	NC -	083829	10	NC -
2000	260	45	136	090381	10	NC -	083830	10	NC -
3500	295	45	160	092044	1	NC -	083831	1	NC -
5000	330	45	182	090391	1	NC -	083832	1	NC -

Bouteilles DURAN® GL45 Pressure Plus+



- Géometrie de la bouteille garantissant une résistance à la pression
- Sécurité pour l'utilisateur et le contenu
- Verre borosilicaté DURAN® 3.3
- Col GL45
- Résistance au vide jusqu'à -1 bar
- Résistance à la pression jusqu'à +1,5 bar
- Conforme DIN EN 1595:1997-05, ISO 4796-1:2016
- Graduations imprimées bleues pour une meilleure reconnaissance par rapport aux bouteilles standards
- Autoclavable
- Disponible en version transparente standard ou avec revêtement Protect et version ambrée, protégeant les échantillons contre la lumière UV (corforme USP ‹660› et EP 3.2.1)
- Retrace code pour une meilleur traçabilité
- Applications : filtration sous vide, collection d'échantillon sous pression, stockage de solvants volatiles, stockage de composés générant du gaz

Livrés sans capuchon.

				Naturel		Clair		Ambré	
Volume (ml)	Ø col (filetage)	Ø (mm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
100	100	56	10	090989	NC -	096951	NC -	090990	NC -
250	138	70	10	090950	NC -	083509	NC -	090952	NC -
500	176	86	10	090951	NC -	083510	NC -	090953	NC -
1000	225	101	10	090806	NC -	096129	NC -	090807	NC -

Bouchons

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
090310	Bouchon PBT rouge GL45 avec joint en silicone revêtu PTFE 180°C	10	NC -
999363	Bague anti-goutte ETFE pour bouchon GL45 rouge	10	NC -