Les variantes - Col large

Flacons en verre à col large GLS 80 Duran®



Flacons à col large avec un filetage large de 80 mm pour une meilleure maniabilté.

- **Etiquetage : la zone blanche facilite l'identification du contenu**
- **Excellente transparence, gradués, inertes et résistants chimiquement**
- **Autoclavables jusqu'à 140 °C**
- **Livrés complets avec capuchons en PP (muni d'un joint à lèvre pour une meilleure étanchéité) et bague**
- **En accessoires, capuchons en PSU munis d'un joint en silicone recouvert sur ces 2 faces de PTFE**
- **Certificat et suivi des lots : à l'aide du code spécial à 8 chiffres inscrit sur le flacon, possibilité de se procurer un certificat directement sur Internet**
- **Verre protect : GLS 80 Protect A pour la manipulation de fluides particulièrement précieux ou dangereux, gaine en plastique (PU)**

	Verre clair			Verre ambré			Verre Protect avec gainage synthétique		
Vol. (l)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
0,25	**092135**	10	**NC -**	**092137**	10	**NC -**	**092138**	10	**NC -**
0,25	-	-	-	-	-	-	**096950***	10	**NC -**
0,5	**091701**	10	**NC -**	**091825**	10	**NC -**	**091864**	10	**NC -**
1	**091702**	10	**NC -**	**091826**	10	**NC -**	**091865**	10	**NC -**
2	**091703**	10	**NC -**	**091827**	10	**NC -**	**091866**	10	**NC -**
3,5	**092073**	1	**NC -**	-	-	-	-	-	
5	**091704**	1	**NC -**	**091828**	1	**NC -**	**091867**	1	**NC -**
10	**091705**	1	**NC -**	**091829**	1	**NC -**	-	-	-
20	**091706**	1	**NC -**	**091830**	1	**NC -**	-	-	-
30	**091868**	1	**NC -**	-	-	-	-	-	-
50	**091869**	1	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Livré sans bouchon

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
091708B	Bouchons GLS 80	10	**NC -**
096116	Capuchon en PP GLS 80 à membrane PTFE 0,2 µm	2	**NC -**
091832	Bague de déversement GLS80 en PP bleu	10	**NC -**
091919	Capuchon en PSU1 GLS 80 avec joint	1	**NC -**
091920	Bague anti goutte en PTFE blanc	5	**NC -**

Flacons Pyrex® à col large



- **Avec ou sans bouchon, avec bague anti-goutte**
- **En verre borosilicaté Pyrex, autoclavables**
- **Filetage GLS 80 avec col interne de 65 mm**
- **Code de traçabilité imprimé sur le flacon, certificat téléchargeable**
- **Graduations et surface de marquage émaillées blanches**
- **Température maximale d'utilisation du bouchon et de la bague anti-goutte : jusqu'à 140 °C**

				Avec bouchon		Sans bouchon	
Volume (ml)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
250	105	95	10	**001995**	**NC -**	**002003**	**NC -**
500	152	101	10	**001996**	**NC -**	**002004**	**NC -**
1000	222	101	10	**001997**	**NC -**	**002005**	**NC -**
2000	252	136	10	**001998**	**NC -**	**002006**	**NC -**
3500	271	160	1	**001999**	**NC -**	**002007**	**NC -**
5000	314	182	1	**002000**	**NC -**	**002008**	**NC -**
10000	389	227	1	**002001**	**NC -**	**002009**	**NC -**
20000	484	288	1	**002002**	**NC -**	**002010**	**NC -**