Les bouteilles pour applications spécifiques

Bonbonnes en verre borosilicaté avec robinet

Bonbonnes graduées en verre borosilicaté avec tubulure à leur base de filetage GL32.
Col à capuchon vissant DIN GL45. Livrées complètes avec capuchon de raccordement à visser, joint en silicone, robinet d'écoulement et pointeau en PTFE.



Référence	Volume (l)	CHF
046420	1	NC -
046421	2	NC -
046422	5	NC -
046423	10	NC -

Robinets de rechange

Référence	Désignation	CHF
046424	Robinet de rechange pour bonbonne 1 et 2 litres	NC -
046425	Robinet de rechange pour bonbonne 5 et 10 litres	NC -

Flacons de culture Tilt Duran®

- En verre borosilicaté 3.3
- Bouchon GL56 en polypropylène blanc, Ø 56 mm, autoclavable
- 2 positions : droit (filtration et conservation) et incliné à 45° (pipetage)
- Graduations visibles des deux côtés et dans les deux positions
- Coque de protection contre la lumière en silicone blanc, DURAN® Tilt Light shield
- Anneaux d'identifications : GL56, 4 couleurs, autoclavables
- Unité de filtration pour flacon Tilt avec adaptateur GL45 (ext)/GL56 (int), 507 mbar recommandé, 677 mbar max.

Cyto-toxines



Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
096014	Flacon Tilt avec bouchon blanc GL56 (non-stérile)	151	500	4	NC -

Retrouvez les photos des accessoires sur www.milian.com

WEB

Accessoires

Référence	Désignation	Matériau	Couleurs	Unités/ carton	CHF/ carton
096015	Coque de protection, 4 anneaux d'identification inclus	Silicone	Orange, jaune, bleu,rose	4	NC -
096016	Anneau d'identification GL56	Silicone	Orange	20	NC -
096017	Anneau d'identification GL56	Silicone	Jaune	20	NC -
096018	Anneau d'identification GL56	Silicone	Bleu	20	NC -
096019	Anneau d'identification GL56	Silicone	Rose	20	NC -
096020	Adaptateur GL45 pour unité de filtration 45 mm (autoclavable)	PTFE	Blanc	1	NC -
096021	Etiquette auto-adhésive pour bouchon GL56, Ø 40 mm	Polyester	Blanc	60	NC -
096022	Bouchon GL56	Polypropylène	Blanc	10	NC -

Unités de filtration pour flacons Tilt

- Capacité : 500 ml
- Pour bouteilles col GL45
- Stérilisation gamma
- Membrane en PES de 90 mm
- Différentes porosités disponibles

Référence	Porosité (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
096023	0,1	12	NC -
096024	0,2	12	NC -
096025	0,45	12	NC -

Flacon GL 56 double position Pyrex®

- En verre borosilicaté
- Peut être placé en position verticale ou incliné à 45° pour faciliter l'utilisation
- Graduations imprimées sur deux faces, jusqu'à 500 ml en position verticale et jusqu'à 400 ml en position inclinée
- Code de traçabilité
- Stérilisable chimiquement ou par chaleur sèche



Référence	Capacité (ml)	Hauteur du flacon (mm)	Taille filetage (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
785332	500	151	GL 56	4	NC -