Bouteilles en verre borosilicaté SLS Select



- En verre borosilicaté 3.3 de très haute qualité selon ISO 3585
- ISO 4796-1
- Avec bouchon en polypropylène bleu et bague de déversement anti-goutte
- Excellente résistance chimique et thermique
- Avec graduation blanche et zone de marquage

Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
257063	100	56 x 100	10	NC -
257064	250	70 x 138	10	NC -
257065	500	86 x 176	10	NC -
257066	1000	101 x 225	10	NC -
257067	2000	136 x 260	10	NC -

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver la procédure de traitement de la verrerie de laboratoire.



Bouteilles à milieux graduées Wheaton®



- En verre borosilicaté répondant aux normes USP type I
- A faible taux d'alcali pour éviter les changements de pH et maintenir la pureté du contenu
- Large ouverture, bague anti-goutte
- Epaulement doux pour faciliter le versement des liquides
- Graduations, large zone de marquage

Réf.	Volume (ml)	ø (mm)	hauteur avec bouchon	hauteur sans bouchon	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
Bouteilles avec bouchon phénolique joint caoutchouc autoclavable							
048756	125	55	123	119	33-430	48	NC -
048757	250	67	152	148	33-430	48	NC -
048758	500	88	192	188	33-430	24	NC -
048759	1000	103	235	231	38-430	24	NC -
Bouteilles avec bouchon noir avec joint caoutchouc facé PTFE autoclavable							
048760	125	55	123	119	33-430	48	NC -
048761	250	67	152	148	33-430	48	NC -
048762	500	88	192	188	33-430	24	NC -
048763	1000	103	235	231	38-430	24	NC -

Bouchons phénoliques noir joint blanc

Référence	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048821	33 - 430	200	NC -
048822	38 - 430	200	NC -

Flacons ISO en verre borosilicaté Rasotherm®



En verre borosilicaté 3.3 de très haute qualité, très résistants.

- ISO 4796
- Avec bague incolore et capuchon bleu GL 45 en polypropylène
- Gradués

Référence	Volume (ml)	Ø corps (mm)	Hauteur avec bouchon (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
046412B	100	56	100	10	NC -
511408	250	70	138	10	NC -
046414B	500	86	176	10	NC -
046415B	1000	101	225	10	NC -
046416B	2000	136	260	10	NC -
046417B	5000	181	330	1	NC -
046418B	10000	227	410	1	NC -

Bouteilles ISO graduation de couleur et bouchon de couleur



- En verre borosilicaté 3,3 ISO 4796 / col ISO GL45
- Avec bouchon de même coloris que la graduation
- Bouchon en polypropylène avec anneau de versement

Volume (ml)	Coloris rouge	Coloris jaune	Coloris vert	Coloris bleu	CHF les 10
100	046455	046460	046465	046470	NC -
250	046456	046461	046466	046471	NC -
500	046457	046462	046467	046472	NC -
1000	046458	046463	046468	046473	NC -
2000	046459	046464	046469	046474	NC -