## Bouchons ISO à ouverture centrale

- En PBTP avec ouverture centrale
- Pour le passage d'une électrode ou le prélèvement à travers un septum
- Conçus pour les flacons en verre de type ISO



### Bouchons seuls

| Référence | GL | Diamètre trou (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 046656 | 18 | 11 | 10 | NC - |
| 046431 | 25 | 15 | 10 | NC - |
| 046432 | 32 | 20 | 10 | NC - |
| 046685 | 45* | 34 | 10 | NC - |

* version crénelée

### Septum ISO seul

Septum en caoutchouc silicone ou en silicone recouvert de PTFE pour les bouchons ISO à ouverture.

| | | | Silicone | | | Silicone recouvert PTFE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ø ext. (mm) | Epaisseur (mm) | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton |
| 18 | 16 | 2 | 046657 | 10 | NC - | - | - | - |
| 25 | 22 | 2 | 046434 | 10 | NC - | 046437 | 10 | NC - |
| 32 | 29 | 2 | 046435 | 10 | NC - | 046438 | 10 | NC - |
| 45 | 42 | 3 | 046436 | 10 | NC - | - | - | - |

## Bouchons multi-voies Smart Waste Caps

Bouchons de sécurité pour bouteilles type Nalgene.

- 2 tailles de col : B53 et B83
- Bouchons en PP, corps en PTFE et joint en viton
- Avec écrous et ferrules 1/8"
- Equipés d'une sortie leak et d'un filetage pour cartouche charbon actif



| Col | 1 entrée | 2 entrées | 3 entrées | 2 leaks | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| B53 | 107013 | 107014 | 107015 | 107016 | NC - |
| B83 | 107021 | 107022 | 107023 | 107024 | NC - |

## Filtres avec charbon actif Smart Waste Caps

- Piège efficacement les vapeurs à plus de 95 %
- Adaptés aux emplacements pour cartouche de charbon actif




| Référence | Désignation | Durée d'utilisation | CHF |
|---|---|---|---|
| 107025 | Filtre à charbon actif de 25 grammes | 3 mois | NC - |
| 107026 | Filtre à charbon actif de 50 grammes | 6 mois | NC - |
| 107027 | Filtre à charbon actif de 50 grammes, avec capuchon anti-éclaboussure | 6 mois | NC - |
| 107028 | Filtre à charbon actif de 100 grammes | 12 mois | NC - |

Voir les adaptateurs de filetage Smart Caps sur milian.com





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com