Flacons à réactif en verre sodocalcique

- Avec col rodé (fournis avec bouchon en polyéthylène)
- Version en verre ambré idéale pour échantillons photosensibles (protection UV jusqu'à 500 nm)
- Conformes aux normes ISO 4796-2



				Verre clair		Verre ambré	
Capacité (ml)	Dimensions (Ø x h)(mm)	Rodage CN	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
50	42 x 77	14/15	10	251549	NC -	251554	NC -
100	52 x 103	14/23	10	251550	NC -	251555	NC -
250	69 x 131	19/26	10	251551	NC -	251556	NC -
500	85 x 163	24/29	10	251552	NC -	251557	NC -
1000	107 x 199	29/32	10	251553	NC -	251558	NC -

Flacons en verre avec bouchon à rodage normalisé

- Bouteilles en verre à col rodé
- En verre clair ou en verre ambré
- A col étroit ou large
- Avec bouchon en verre ou en polyéthylène









		A col étroit verre clair				A col étroit verre brun			
		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre	
Vol.(ml)	RIN	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
50	14,5	065237	NC -	065243	NC -	065249	NC -	065255	NC -
100	14,5	065238	NC -	065244	NC -	065250	NC -	065256	NC -
250	19	065239	NC -	065245	NC -	065251	NC -	065257	NC -
500	24	065240	NC -	065246	NC -	065252	NC -	065258	NC -
1000	29	065241	NC -	065247	NC -	065253	NC -	065259	NC -
2000	29	065242	NC -	065248	NC -	065254	NC -	065260	NC -

		A col large verre clair				A col large verre brun			
		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre	
Vol.(ml)	RIN	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
50	24	065261	NC -	-	-	065273	NC -	-	-
100	29	065262	NC -	065268B	NC -	-	-	065280	NC -
250	34,5	065263	NC -	-	-	065275	NC -	-	-
500	45	065264	NC -	-	-	065276	NC -	-	-
1000	60	065265	NC -	-	-	065277	NC -	-	-



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com