En verre borosilicaté

Flacons et ensemble compte-gouttes en verre Wheaton®



- Flacons et ensemble compte-gouttes en verre tubulaire de type 1B (borosilicaté) autoclavable
- En verre transparent ou ambré
- Volume de la goutte contrôlé et constant
- Pour l'analyse diagnostic et la pharmacie
- Bouchons compte-gouttes en caoutchouc de grade pharmaceutique
- Bouchons et poires de couleurs différentes disponibles sur demande (nous consulter)

Flacons en verre transparent sans bouchon

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
442701	3	16 x 36	14,5	1870	NC -
442702	4,5	16 x 47	14,5	1870	NC -
442703	7	20 x 43	18	980	NC -
442704	10	20 x 58	18	980	NC -

Bouchons compte-gouttes

Référence	Pour flacons de volume (ml)	Volume goutte (µl)	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
442705	3	40	Blanc	1870	NC -
442706	4,5	40	Blanc	1870	NC -
442707	7	50	Noir	980	NC -
442708	10	50	Noir	980	NC -

En verre sodocalcique

Flacons à vis DIN 28 et bouchons DIN 28



Flacons à visser avec col DIN 28

- Flacons en verre sodocalcique de type III
- Flacons livrés sans bouchon
- Disponibles en verre transparent ou ambré
- Conformes aux spécifications de la pharmacopée européenne et des Etats-Unis
- Flacons et bouchons avec n° de lot et certificat d'analyse

			Verre transparent			Verre ambré		
Volume (ml)	H. (mm)	Ø int. max.(mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
30	67	35	942985	108	NC -	942740B	110	NC -
60	94	38,6	942741	127	NC -	-	-	-
250	142,9	61,7	810414B	49	NC -	-	-	-
500	176,8	76,8	810415B	30	NC -	810419	35	NC -
1000	215,6	97,5	810416	20	NC -	-	-	-

Bouchon compte-gouttes avec tube plastique DIN 28



- En polyéthylène avec joint, tétine et tube en plastique
- Tube à couper pour l'adapter à la longueur de la bouteille


Référence	Désignation	CHF
942728	Bouchon compte-gouttes avec tube plastique	NC -

Bouchon à vis DIN 28 en polyéthylène blanc avec bague d'inviolabilité



Réf.	Désignation	CHF
942737	Bouchon à vis avec bague d'inviolabilité	NC -

Bouchon compte-gouttes avec tube en verre DIN 28



- En polyéthylène avec joint, tétine en latex et tube en verre

Réf.	L. tube (mm)	Pour flacon vol. (ml)	CHF
942729	65	30	NC -
942730	90	60	NC -
942731	110	125	NC -

Bouchon à vis avec collier de sécurité en polyéthylène DIN 28



Couleur de la bague	Blanc				Rouge
Couleur du bouchon	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Blanc
Référence	942732B	942733B	942734B	942735B	942736B
CHF les 100	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -