En verre borosilicaté - Bord Droit

Flacons en verre à col SNAP



- En verre borosilicaté
- Autoclavables
- Adaptés au bouchon SNAP emboîtant

Référence	Volume (ml)	Dimension ø x H (mm)	Diamètre du col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440235	7	23 x 35	22	190	NC -
440230	10	23 x 47	22	190	NC -
440231	15	25 x 48	22	162	NC -
440232	20	25 x 66	22	162	NC -
440234	30	27 x 73	22	140	NC -

Bouchons

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
440233	Bouchon snap PE, ø 22 mm	190	NC -
050945	Bouchon snap LDPE, ø 22 mm	162	NC -



Fioles de scintillation en plastique : voir pages 906 et 907

Flacons à échantillons tubulaires et moulés



- En verre borosilicaté
- Autoclavables
- Col à capsuler

Référence	Type	Volume (ml)	Dim. ø x H (mm)	ø du col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440255	Tubulaire	2	15 x 33	13	466	NC -
440257	Tubulaire	5	23 x 39	20	208	NC -
440251	Tubulaire	10	24 x 46	20	160	NC -
440258	Tubulaire	20	29 x 56	20	95	NC -
440250B	Moulé	100	52 x 94	20	49	NC -

Bouchons SNAP en caoutchouc butyl

Référence	Type	ø (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440252	Bouchon butyl	13	1000	NC -
440254	Bouchon butyl	22	1000	NC -
442637	Bouchon de lyophilisation	13	1000	NC -
442639	Bouchon d'injection en silicone	20	1000	NC -



Voir les flacons universels 30 ml en verre sur milian.com

Fioles à serum



Fioles à serum (ou flacons pénicilline) en verre borosilicaté transparent G-33. Elles se bouchent à l'aide de bouchon en caoutchouc ou de capsules en aluminium.
Autoclavables, congelables, elles sont idéales, grâce à leur grande neutralité, pour la manipulation et le stockage de réactifs, milieux de culture, plasma sanguin, vaccins, échantillons de chromatographie, etc.

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
045254	2	15 x 40	13	288	NC -
045255	3,5	18 x 45	13	144	NC -
045256	5	23 x 47	20	288	NC -
045257	10	25 x 54	20	288	NC -
045258	20	30 x 57	20	144	NC -

Flacons à échantillons en verre à fond conique



- Pour la récupération totale des échantillons
- En verre borosilicaté à faibles taux d'extractibles aux standards ASTM Type I Classe A et USP type I

Flacons seuls

Référence	Capacité (ml)	Bouche* (mm)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048505	0,3	7 x 13	13 x 32	12	NC -
048506	1	7 x 13	13 x 41	12	NC -
048507	2	13 x 20	20 x 40	12	NC -
048508	3	13 x 20	20 x 46	12	NC -
048509	5	13 x 20	20 x 61	12	NC -

* Pour bouche de ø int. x ø ext.