En verre borosilicaté - Bord Droit

Flacons à serum

- En verre clair ou ambré
- Verre borosilicaté (standards USP type I)
- Volumes de 2 à 125 ml





Verre clair

Référence	Capacité (ml)	Bouche* (mm)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
052821	2	7 x 13	17,5 x 35	288	NC -
048670	5	13 x 20	23 x 47	288	NC -
048671	10	13 x 20	25 x 54	288	NC -
048672	20	13 x 20	32 x 58	288	NC -
048673	30	13 x 20	37 x 63	288	NC -
048674	50	13 x 20	43 x 73	288	NC -
048675	60	13 x 20	41 x 91	144	NC -
048676	100	13 x 20	52 x 95	144	NC -
048677	125	13 x 20	54 x 107	144	NC -

* Pour bouche de ø int. x ø ext.

Verre ambré

Référence	Capacité (ml)	Bouche* (mm)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048678	5	13 x 20	23 x 47	288	NC -
048463	10	13 x 20	25 x 54	288	NC -
048464	20	13 x 20	32 x 58	288	NC -
048465	30	13 x 20	37 x 63	288	NC -
048466	50	13 x 20	43 x 73	288	NC -
048467	100	13 x 20	52 x 95	144	NC -

* Pour bouche de ø int. x ø ext.

Flacons à serum pour applications en lyophilisation

- Pour applications en lyophilisation, fond renforcé
- Bord interne avec une gorge assurant une bonne fermeture avec les bouchons Snap-on
- Livrés sous emballage rétractable pour réduire les contaminations par les poussières
- Verre borosilicaté à faible taux d'extractibles (standards ASTM Type I Classe A et USP type I)





Verre clair

Référence	Capacité (ml)	Bouche* (mm)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048668	2	7 x 13	15 x 32	144	NC -
048468	3	7 x 13	17 x 38	144	NC -
048469	5	13 x 20	22 x 40	144	NC -
048470	10	13 x 20	24 x 50	144	NC -
048471	20	13 x 20	30,5 x 58	120	NC -

* Pour bouche de ø int. x ø ext.

Verre ambré

Référence	Capacité (ml)	Bouche* (mm)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048472	2	7 x 13	15 x 32	144	NC -
048473	5	13 x 20	22 x 40	144	NC -
048474	10	13 x 20	24 x 50	144	NC -

* Pour bouche de ø int. x ø ext.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com