En verre borosilicaté - Bord à vis

Flacons à échantillons en verre borosilicaté





- En verre borosilicaté, autoclavables
- Recommandés pour la lyophilisation
- Col à visser

Référence	Type	Vol. (ml)	Dim. ø x H (mm)	ø du col (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440249	Transparent	3	18 x 36	15,5	320	**NC -**
442623	Transparent	5	18 x 41	15,5	320	**NC -**
442624	Transparent	10	25 x 50	22	154	**NC -**
442625	Transparent	20	28 x 63	22	130	**NC -**
442626	Transparent	25	32 x 63	22	99	**NC -**
442627	Ambré	3	18 x 36	15,5	320	**NC -**
442628	Ambré	5	18 x 41	15,5	320	**NC -**
442629	Ambré	10	25 x 50	22	154	**NC -**
440247	Ambré	20	28 x 63	22	130	**NC -**
442630	Ambré	25	32 x 63	22	99	**NC -**

Bouchons

Référence	Type	ø (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440253	Bouchon de lyophilisation Butyl	14	1000	**NC -**
442633	Bouchon de lyophilisation Butyl	20	1000	**NC -**
440246	Bouchon blanc PP	15,5	1000	**NC -**
440248	Bouchon blanc PP	22	1000	**NC -**
442631	Bouchon blanc urée EPE	15,5	1000	**NC -**
442632	Bouchon blanc urée EPE	22	1000	**NC -**

Fioles pour échantillons avec capuchon vissant KIMBLE



Fioles en verre borosilicaté KG-33 assurant une stabilité parfaite des échantillons. Fond plat et capuchons à joint autoclavables et congelables.

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Type capuchon	Unités/ carton	CHF/ carton
045217B	2	12 x 35	8 - 425	288	**NC -**
045218	4	15 x 45	13 - 425	144	**NC -**
045219	8	17 x 60	15 - 425	144	**NC -**
045220	12	19 x 65	15 - 425	144	**NC -**
045221	16	21 x 70	18 - 400	144	**NC -**
045222	24	23 x 85	20 - 400	144	**NC -**

Fioles pour échantillons sans capuchon KIMBLE

Fioles avec col à vis, en verre borosilicaté KG-33 ou ambré 203, assurant une stabilité parfaite des échantillons. Fond plat. Elles peuvent être complétées par un grand choix de capuchons vissants.



Fioles basses en verre transparent KG-33

Volume (ml)	ø x h (mm)	Type col à vis	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
2	15 x 28	13 - 425	**045235**	200	**NC -**
6	19 x 40	15 - 425	**045237**	200	**NC -**

Fioles hautes

Volume (ml)	ø x h (mm)	Type col à vis	Fioles en verre transparent KG-33			Fioles en verre ambré 203		
			Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
2	12 x 32	8 - 425	**045223**	100	**NC -**	**045230**	100	**NC -**
4	15 x 45	13 - 425	**045224B**	100	**NC -**	**045231B**	100	**NC -**
8	17 x 60	15 - 425	**045225**	200	**NC -**	**045232**	200	**NC -**
12	19 x 65	15 - 425	**045226**	200	**NC -**	**045233B**	200	**NC -**
16	21 x 70	18 - 400	**045227**	200	**NC -**	-	-	-
20	23 x 85	20 - 400	**045228**	200	**NC -**	-	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com