Bouchons vissants pour fioles KIMBLE



Les fioles peuvent être bouchées par un grand choix de type de capuchons.
- Bouchons phénoliques à joint PTFE : excellente résistance thermique et chimique (A).
- Bouchons polypropylène ouverts avec septum en silicone facé PTFE (B).
- Bouchons phénoliques ouverts avec septum en silicone facé PTFE (C).

Type col à vis	Bouchon phénol à joint PTFE (A)			Bouchon PP avec septum (B)			Bouchon phénol avec septum (C)		
	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
8 - 425	**045238**	144	**NC -**	**045249**	100	**NC -**	**045251**	100	**NC -**
13 - 425	**045239**	144	**NC -**	**045250**	100	**NC -**	**045252**	100	**NC -**
15 - 425	**045240**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-
18 - 400	**045241**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-
20 - 400	**045242**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-
24 - 400	**045243**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-

Flacons plasma en verre blanc









- **Flacons en verre blanc neutre borosilicaté type I**
- **Vendus sans bouchon**
- **Bague : PHIE 40**

Référence	Ø base (mm)	H. flacon (mm)	Capacité (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
674022	90	152	500	24	**NC -**
674023B	90	247	1000	20	**NC -**
674024	120	282	2000	9	**NC -**

Bouchon et capsules pour flacons plasma

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
674025	Bouchon septum caoutchouc rouge	100	**NC -**
674026	Capsule aluminium perforée vissante 40 mm	100	**NC -**
674027	Capsule aluminium perforée vissante 40 mm	1500	**NC -**

