Flacons de culture en verre clair



- Flacons en verre borosilicaté à faibles taux d'extractibles (standards ASTM type I classe A et USP type I)
- Autoclavables
- Capuchons noirs phénoliques avec joint caoutchouc blanc
- Livrés dans des cartons avec croisillons, sur-emballage plastique de protection contre les poussières
- Capuchons montés

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048411	4	15 x 51	13-415	144	NC -
048412	8	17 x 70	15-415	144	NC -
048413	12	19 x 72	15-415	144	NC -

Flacons en verre clair économiques sans capuchon



- Flacons en verre borosilicaté à faibles taux d'extractibles (standards ASTM type I classe A et USP type I)
- Transparents
- Sur-emballage en plastique rétractable anti-poussière (réduit la contamination)

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048417	1,8	12 x 32	8-425	200	NC -
048418	2	12 x 35	8-425	200	NC -
048419	4	15 x 45	13-425	200	NC -
048420	8	17 x 60	15-425	200	NC -
048421	12	19 x 65	15-425	200	NC -
048422	16	21 x 70	18-400	200	NC -
048423	24	23 x 85	20-400	200	NC -
048424	20	28 x 57	24-400	200	NC -
048425	40	28 x 95	24-400	200	NC -
048426	60	30 x 125	24-400	143	NC -



Voir les bouchons page 1119

Flacons en verre ambré économiques sans capuchon



- Flacons en verre ambré (standards ASTM type I classe B et USP type I)
- Protection pour les échantillons sensibles à la lumière

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048427	1,8	12 x 32	8-425	200	NC -
048428	2	12 x 35	8-425	200	NC -
048429	4	15 x 45	13-425	200	NC -
048430	8	17 x 60	15-425	200	NC -



Voir les bouchons page 1119