Flacons pré-rangés en boîtes

- Boîtier en polystyrène transparent à couvercle à charnières
- Avec croisillons
- Mousse de calage au fond du boîtier
- Flacons en verre borosilicaté à faibles taux d'extractibles (standards ASTM type I classe A et USP type I) ou en polypropylène traité à faible rétention



Boîtes avec flacons en verre clair et bouchon phénolique noir à joint caoutchouc

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Flacons/ boîte	CHF/ boîte
048389	2	12 x 38	8-425	60	NC -
048390	4	15 x 48	13-425	40	NC -

Boîtes avec flacons en verre ambré et bouchon phénolique noir à joint caoutchouc

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Flacons/ boîte	CHF/ boîte
048391	2	12 x 38	8-425	60	NC -
048392	4	15 x 48	13-425	40	NC -

Boîtes vides

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
048396	Boîte vide 60 flacons de 2 ml	6	NC -
048397	Boîte vide 40 flacons de 4 ml	6	NC -

Flacons en verre à fond conique





- En verre transparent ou ambré
- Le fond conique assure un récupération maximale de l'échantillon
- Packaging utilisant des matériaux relarguant peu de particules
- Avec capuchon à visser ou à serum

Flacons gradués NextGen V Vial en verre transparent avec capuchon phénolique noir

Volume (ml)	Taille	ø x H (mm) avec capuchon	Capuchon caoutchouc 14B facé PTFE Référence	CHF les 12	Capuchon ouvert en silicone facé PTFE Référence	CHF les 12
0,3	13-425	13 x 55	050319	NC -	048517	NC -
1	13-425	13 x 44	050320	NC -	048518	NC -
2	15-415	17 x 61	050321	NC -	-	-
2	20-400	20 x 44	050322	NC -	048519	NC -
3	20-400	20 x 50	050323	NC -	048520	NC -
5	20-400	20 x 65	050324	NC -	048521	NC -

Flacon à serum NextGen V Vial en verre transparent sans capuchon

Référence	Volume (ml)	Taille flacon int x ext (mm)	ø x H (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
050333	0,1	5 x 11	12 x 32	12	NC -
050334	0,3	5 x 11	12 x 32	12	NC -

Flacon ambré avec terminaison à vis sans capuchon

Référence	Volume (ml)	ø x H (mm)	Taille bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
050346	1	13 x 44	13-425	12	NC -
050347	2	20 x 44	20-400	12	NC -
050349	5	20 x 65	20-400	12	NC -

Flacons non gradués NextGen V Vial en verre transparent avec capuchon phénolique noir

Volume (ml)	Taille	ø x H (mm) avec capuchon	Capuchon caoutchouc 14B facé PTFE Référence	CHF les 12	Capuchon ouvert en silicone facé PTFE Référence	CHF les 12
0,1	8-425	12 x 35	-	-	050325	NC -
0,3	13-425	13 x 35	048510	NC -	050327	NC -
0,3	8-425	12 x 35	-	-	050326	NC -
1	13-425	13 x 44	048511	NC -	050328	NC -
2	15-415	17 x 61	048512	NC -	-	-
2	20-400	20 x 44	048513	NC -	050329	NC -
3	20-400	20 x 50	048514	NC -	050330	NC -
5	20-400	20 x 65	048515	NC -	050331	NC -
10	24-400	24 x 72	048516*	NC -	050332*	NC -

* Vendu par 6

Flacons non gradués NextGen V Vial en verre ambré avec capuchon phénolique noir

Volume (ml)	Taille	ø x H (mm) avec capuchon	Capuchon caoutchouc 14B facé PTFE Référence	CHF par 12	Capuchon ouvert en silicone facé PTFE Référence	CHF par 12
1	13-425	13 x 44	050336	NC -	050341	NC -
2	20-400	20 x 44	050337	NC -	050342	NC -
5	20-400	20 x 65	050339	NC -	050344	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com