Flacons à échantillons en verrre à fond conique





Flacons avec bouchons phénoliques facé PTFE

Référence	Capacité (ml)	Bouchon	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048510	0,3	13-425	13 x 35	12	NC -
048511	1	13-425	13 x 44	12	NC -
048512	2	15-415	17 x 61	12	NC -
048513	2	20-400	20 x 44	12	NC -
048514	3	20-400	20 x 50	12	NC -
048515	5	20-400	20 x 65	12	NC -
048516	10	24-400	24 x 72	6	NC -

Flacons gradués avec bouchons phénoliques ouverts facé PTFE

Référence	Capacité (ml)	Bouchon	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048517	0,3	13-425	13 x 35	12	NC -
048518	1	13-425	13 x 44	12	NC -
048519	2	20-400	20 x 44	12	NC -
048520	3	20-400	20 x 50	12	NC -
048521	5	20-400	20 x 65	12	NC -

En verre sodocalcique - Bord Droit

Piluliers en verre

- En verre clair ou ambré
- Volume de 3 à 100 ml
- Avec bouchon Snap en polyéthylène (à commander séparément)



Piluliers en verre ambré (sans capuchon)

Référence	Volume (ml)	ø ext. x h (mm)	ø int. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
068657	18	32 x 43	20	210	NC -

Piluliers en verre clair

			Pilulier			Bouchon		
Capacité (ml)	h x ø ext. (mm)	ø col (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
3	30 x 19	13	046576	200	NC -	046574	200	NC -
5	40 x 19	13	046577B	200	NC -	046574	200	NC -
10	45 x 22	17	046578	200	NC -	046573	200	NC -
15	52 x 24	17	046572	200	NC -	046573	200	NC -
20	70 x 25	17	046579	200	NC -	046573	200	NC -
20	55 x 27	17	046580	200	NC -	046573	200	NC -
30	75 x 28	17	046581	200	NC -	046573	200	NC -
25	50 x 30	22	046582B	200	NC -	046575B	200	NC -
35	65 x 30	22	046583	200	NC -	046575B	200	NC -
40	80 x 30	22	046584	200	NC -	046575B	200	NC -
50	100 x 30	22	046585	200	NC -	046575B	200	NC -
100	145 x 34	22	046586	100	NC -	046575B	200	NC -

Capuchon pour piluliers en verre ambré

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
068661	Capuchon SC 30 mm	100	NC -