
Flacons en verre 1, 2, 3, 4 et 5 ml





- **Verre blanc, disponibles en différents volumes : 1, 2, 3, 4 et 5 ml**
- **Avec bouchon en aluminium, en plastique autoclavable de couleur ou en plastique autoclavable ouvert avec septum**
- **Sans surface de marquage**
- **Les boîtes en polypropylène sont autoclavables à 121 °C**
- **Les flacons sont livrés sans les boîtes**
- **Flacons transparents ou ambrés pour les volumes 1 et 2 ml**

	Pour flacon verre 1 ml	Pour flacon verre 2 ml	Pour flacon verre 3 ml	Pour flacon verre 4 ml	Pour flacon verre 4 ml	Pour flacon verre 5 ml
Dimensions des tubes ø x h (mm)	12 x 25	12 x 36	12 x 50	14 x 48	12 x 64	14,5 x 40
Dimensions boîtes PS ou PP pour 50 tubes L x l x h (mm)	140 x 70 x 40	140 x 70 x 40	-	-	-	-
Dimensions des boîtes PP 96 tubes L x l x h (mm)	172,5 x 116,5 x 40,5	172,5 x 116,5 x 40,5	172,5 x 116,5 x 56	172,5 x 116,5 x 72	172,5 x 116,5 x 72	-
Dimensions des boîtes PP 24 tubes L x l x h (mm)	-	-	-	145 x 55 x 50	-	145 x 55 x 50


		Flacon 1 ml transparent		Flacon 1 ml ambré		Flacon 2 ml transparent		Flacon 2 ml ambré		Flacon 3 ml transparent		Flacon 4 ml transparent	
	Unités/ sachet	Réf.	CHF/ sachet	Réf.	CHF/ sachet	Réf.	CHF/ sachet	Réf.	CHF/ sachet	Réf.	CHF/ sachet	Réf.	CHF/ sachet
Flacons sans boîte													
Avec bouchon aluminium	1000	042600	NC -	042686	NC -	042615	NC -	042699	NC -	042630	NC -	042645	NC -
Avec bouchon blanc	1000	042601	NC -	042687	NC -	042616	NC -	042700	NC -	042631	NC -	042646	NC -
Avec bouchon noir	1000	042602	NC -	042688	NC -	042617	NC -	042701	NC -	042632	NC -	042647	NC -
Avec bouchon jaune	1000	042603	NC -	042689	NC -	042618	NC -	042702	NC -	042633	NC -	042648	NC -
Avec bouchon vert	1000	042604	NC -	042690	NC -	042619	NC -	042703	NC -	042634	NC -	042649	NC -
Avec bouchon rouge	1000	042605	NC -	042691	NC -	042620	NC -	042704	NC -	042635	NC -	042650	NC -
Avec bouchon bleu	1000	042606	NC -	042692	NC -	042621	NC -	042705	NC -	042636	NC -	042651	NC -
Avec bouchon blanc à septum	1000	-	-	-	-	-	-	042706	NC -	042638	NC -	042653	NC -
Avec bouchon noir à septum	1000	042609	NC -	042694	NC -	-	-	042707	NC -	042639	NC -	-	-
Avec bouchon jaune à septum	1000	-	-	-	-	-	-	042708	NC -	042640	NC -	042655	NC -
Avec bouchon vert à septum	1000	042611	NC -	042696	NC -	042626	NC -	-	-	042641	NC -	042656	NC -
Avec bouchon rouge à septum	1000	-	-	-	-	-	-	042710	NC -	042642	NC -	042657	NC -
Avec bouchon bleu à septum	1000	042613	NC -	042698	NC -	042628	NC -	042711	NC -	042643	NC -	-	-
Boîtes													
Boîte polystyrène pour 50 flacons	1	042663	NC -	042663	NC -	042663	NC -	042663	NC -	-	-	-	-
Boîte polypropylène pour 96 flacons	1	042662	NC -	042662	NC -	042662	NC -	042662	NC -	042665	NC -	042666	NC -
Bouchon de lyophilisation													
Bouchon de lyophilisation	100	042667B	NC -	042667B	NC -	042667B	NC -	042667B	NC -	042667B	NC -	042667B	NC -

Flacon 4 ml diamètre 14 mm



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
042668	Flacon 4 ml sans boîte avec bouchon aluminium	1000	NC -
042671	Boîte PP pour 24 tubes 4 ml (ø 14 mm)	1	NC -

Flacon 5 ml



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
042669	Flacon 5 ml sans boîte avec bouchon aluminium	1000	NC -
042670	Flacon 5 ml sans boîte avec bouchon blanc	1000	NC -
042672	Boîte en polypropylène pour 24 tubes 5 ml	1	NC -