Capuchons phénoliques noirs à vis avec joint caoutchouc face PTFE

Capuchons phénoliques noirs à vis avec joint caoutchouc face PTFE. Autoclavables.

Référence	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048431	8-425	200	NC -
048432	13-425	200	NC -
048938	15-415	200	NC -
048433	15-425	200	NC -
048435	18-400	200	NC -
048434	18-415	200	NC -
048436	20-400	100	NC -
048437	24-400	100	NC -
048936	28-400	100	NC -
048937	33-400	100	NC -
048931	33-430	100	NC -
048939	38-430	100	NC -



Capuchons phénoliques noirs à vis avec joint caoutchouc blanc 14B

- Idéaux pour la culture cellulaire
- Non toxiques

Référence	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048438	8-425	1000	NC -
048439	13-425	200	NC -
048440	15-425	200	NC -
048441	18-400	500	NC -
048442	20-400	500	NC -
048443	24-400	500	NC -



Bouchons noir phénolique à vis

- Avec joint Poly-Seal
- En polyéthylène
- La forme en cône de ce joint assure un meilleur scellé des flacons

Référence	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048522	13-425	72	NC -
048523	15-425	72	NC -
048524	18-400	72	NC -
048525	20-400	72	NC -
048526	22-400	72	NC -
048527	24-400	72	NC -



Bouchons en caoutchouc

- Pour fermer les flacons à serum sans capsule aluminium
- En caoutchouc naturel rouge
- Utilisables pour les prélèvements par aiguille

Référence	Bouche* (mm)	Composition	Unités/ sachet	CHF/ sachet
048475	7 x 13	Caoutchouc rouge naturel	100	NC -
048476	13 x 20	Caoutchouc rouge naturel	100	NC -

* Pour bouche de ø int. x ø ext.



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com