BOUCHONS POUR FLACON À ÉCHANTILLONS

Bouchons-joints droits pour flacons à lyophilisation



Référence	Bouche* (mm)	Composition	Unités/ sachet	CHF/ sachet
048477	7 x 13	Mélange isoprène chlorobutyl face PTFE 40	100	**NC -**
048479	13 x 20	Chlorobutyl 45	100	**NC -**
048480	13 x 20	Mélange isoprène chlorobutyl face PTFE 40	100	**NC -**

* Pour bouche de ø int. x ø ext.

Bouchons type “snap-on”



- **Pour flacons à lyophilisation**
- **Non recommandés pour les flacons à col interne droit**
- **Le bouchon se cale dans la gorge interne du col du flacon assurant un bon scellé**

Référence	Bouche* (mm)	Composition	Unités/ sachet	CHF/ sachet
048481	7 x 13	Caoutchouc rouge naturel	100	**NC -**
048482	7 x 13	Chlorobutyl 45	100	**NC -**
048483	13 x 20	Chlorobutyl 45	100	**NC -**

* Pour bouche de ø int. x ø ext.

Bouchons de lyophilisation



Bouchon fendu pour stockage sous vide ou gaz inerte. Le bouchon doit être partiellement introduit dans le flacon durant la lyophilisation, et totalement enfoncé en fin d’opération.

Référence	Bouche* (mm)	Composition	Unités/ sachet	CHF/ sachet
048485	7 x 13	Chlorobutyl 50 2 ouvertures	100	**NC -**
048921	13 x 20	Chlorobutyl 50 2 ouvertures	1000	**NC -**
048487	13 x 20	Chlorobutyl 50 3 ouvertures	100	**NC -**
048660	20**	Chlorobutyl 55 gris 3 ouvertures	300	**NC -**

* Pour bouche de ø int. x ø ext. ** Taille bouchon

Bouchons en bromobutyl qualité premium



- **De haute qualité chimique et haute pureté**
- **Autoclavables**
- **Bouchons avec pieds droits et bouchons de lyophilisation, 2 ou 3 pieds ou format igloo**
- **Conformes aux normes des pharmacopées européennes, US et japonaises**
- **Bouchons droits : dureté 47 Shore A, faible taux d’extractabilité, stable après exposition aux rayons gammas**
- **Bouchons de lyophilisation : dureté 46 Shore A, faible absorption de l’humidité**

Référence	ø int x ext (mm)	Type	Matériau	Unités/ plateau	Unités/ carton	CHF/ carton
050310	7 x 13	Droit	Bromobutyl Gray 47	100	1000	**NC -**
050312	7 x 13	Igloo	Bromobutyl Gray 46	100	1000	**NC -**
050313	13 x 20	Droit	Bromobutyl Gray 47	100	1000	**NC -**
050314	13 x 20	2 pieds	Bromobutyl Gray 46	100	1000	**NC -**
050315	13 x 20	3 pieds	Bromobutyl Gray 46	100	1000	**NC -**
050316	13 x 20	Igloo	Bromobutyl Gray 46	100	1000	**NC -**