
Tubes de culture en verre borosilicaté



- Col à vis
- En KIMAX-51
- Verre de Type 1, classe A ou B
- Zone de marquage
- Emballés par plateau sous film plastique
- Livrés sans bouchon, à commander séparément (voir ci dessous)

Référence	ø x L (mm)	Volume (ml)	Pas de vis	Unités/ carton	CHF/ carton
065307B	13 x 100	8	13-415	1000	NC -
045350B	16 x 100	12	15-415	1000	NC -
065308B	16 x 125	16	15-415	1000	NC -
065309B	16 x 150	20	15-415	1000	NC -
045355B	20 x 125	25	18-415	500	NC -
065310B	20 x 150	30	18-415	500	NC -

Tubes de culture à fond rond en verre



- A usage unique
- A pas de vis
- Emballage par plateau sous film plastique
- Sans zone de marquage
- Livrés sans bouchon, à commander séparément (voir ci-dessous)

Référence	ø x L (mm)	Volume (ml)	Pas de vis	Unités/ carton	CHF/ carton
065312B	13 x 100	8	13-415	1000	NC -
065313B	16 x 100	15	15-415	1000	NC -
065314B	16 x 125	16	15-415	1000	NC -
065315B	16 x 150	20	15-415	1000	NC -
065316B	20 x 125	25	18-415	500	NC -
065317B	20 x 150	30	18-415	500	NC -

Bouchons en polypropylène blanc



- Sans joint
- Autoclavables
- Pour tubes de culture col à vis (voir ci-dessus)

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
065323	Bouchon PP blanc 15-415	1000	NC -

Bouchons phénoliques



- Joint caoutchouc
- Autoclavables
- Pour tubes de culture col à vis (voir ci-dessus)

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
065318	Bouchon phénolique 15-415	1000	NC -
065319	Bouchon phénolique 18-415	1000	NC -

Bouchons en polypropylène naturel



- Sans joint
- Autoclavables

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
065324	Bouchon PP naturel 13-415	1000	NC -
065325	Bouchon PP naturel 15-415	1000	NC -
065326	Bouchon PP naturel 18-415	500	NC -

Bouchons phénoliques joint caoutchouc, facé PTFE





- Autoclavables
- Pour tubes de culture à fond plat ou rond

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
045238	Bouchon phénolique 8-425	-	144	NC -
065320	Bouchon phénolique 13-415	125	500	NC -
045239	Bouchon phénolique 13-425	-	144	NC -
065321	Bouchon phénolique 15-415	125	500	NC -
045240	Bouchon phénolique 15-425	-	144	NC -
045241	Bouchon phénolique 18-400	-	144	NC -
045242	Bouchon phénolique 20-400	-	144	NC -
065322	Bouchon phénolique 22-400	-	144	NC -
045243	Bouchon phénolique 24-400	-	144	NC -