En verre sodocalcique - Bords droit

Tubes à hémolyse en verre sodocalcique à usage unique

Réf.	Ø x h (mm)	Epaisseur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
110004SM	11,6 x 75	0,5	550	NC -
110004	11,75 x 75	0,5	576	NC -
110001	12.25 x 75	0,5	500	NC -
110003	12.25 x 100	0,5	527	NC -
110011	12,25 x 75	0,8	500	NC -
110012	12,25 x 80	0,8	527	NC -



Bouchon à ailette

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
080152	Bouchon à ailette ø 11 mm pour tubes ø 12 mm	2500	NC -



Voir les tubes à essais en verre sodocalcique sur milian.com

Tubes ou cloches de Durham



- En verre sodocalcique
- Pour la récupération de gaz en bactériologie

Référence	ø x h (mm)	Epaisseur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
068554B	7,25 x 50	0,4 - 0,6	1000	NC -
110125	7,25 x 50	0,5	1000	NC -


Tubes à essais en verre à usage unique

- En verre sodocalcique

Référence	ø x h (mm)	Epaisseur (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
110120	16 x 160	0,5	500	500	NC -
110040	16 x 160	0,8	500	500	NC -
110032	18 x 180	0,5	250	250	NC -
110041	18 x 180	0,8	200	200	NC -
110033	20 x 200	0,5	250	250	NC -
110119	15,30 x 150	0,8	500	500	NC -
110031	15,30 x 160	0,5	500	500	NC -

Tube de type Vacutainers ou Venoject

Tubes en verre sodocalcique fond rond



Référence	Ø x h (mm)	Epaisseur (mm)	Col	Unités/ carton	CHF/ carton
065423	7 x 25	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065424	6,5 x 35	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065425	8 x 35	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065426	8 x 40	0,6 - 0,7	Droit	200	NC -
065427	9,5 x 40	0,6 - 0,7	Droit	500	NC -
065428	10,5 x 40	0,8 - 0,9	Droit	500	NC -
065429	6,5 x 50	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065430	9,5 x 50	0,7 - 0,8	Droit	200	NC -
065431	11 x 55	0,7 - 0,8	Droit	500	NC -
065432	11 x 70	0,7 - 0,8	Droit	800	NC -
065433	10 x 75	0,5 - 0,6	Droit	1000	NC -
065434	11,5 x 75	0,7 - 0,8	Droit	1000	NC -
065435	12 x 75	0,5 - 0,6	Droit	1000	NC -
065436	12 x 100	0,5 - 0,6	Droit	1000	NC -
065437	13 x 100	0,5 - 0,6	Droit	1000	NC -
065438	16 x 100	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065439	12 x 120	0,6 - 0,7	Droit	500	NC -
065440	16 x 125	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065441	18 x 150	0,8 - 0,9	Droit	500	NC -
065442	16 x 160	0,6 - 0,7	Droit	1000	NC -
065443	18 x 180	0,7 - 0,8	Droit	100	NC -
065444	16 x 120	0,5 - 0,6	Avec rebord	100	NC -
065445	16 x 160	0,5 - 0,6	Avec rebord	100	NC -
065446	18 x 180	0,6 - 0,7	Avec rebord	100	NC -
065447	20 x 180	0,7 - 0,8	Avec rebord	100	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com