
En verre sodocalcique - Bords à vis

Tubes de culture à col à vis



- En verre sodocalcique 3e classe hydrolytique
- Fond rond ou plat
- A boucher avec le bouchon en aluminium doré ou avec un bouchon coiffant en plastique
- Joint caoutchouc gris autoclavable

Bouchon aluminium pour tubes de culture à vis

(pour tubes de références **110101**, **110115** et **110102**)

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
110102CA	Bouchon aluminium pour tubes ø 16 et 17,75 mm	500	**NC -**

Tubes de culture à col

Référence	ø x ép. x h (mm)	Fond	Unités/ carton	CHF/ carton
110101	16,1 x 0,95 x 160	Rond	299	**NC -**
110115	17,75 x 1,05 x 145	Plat	252	**NC -**
110102	17,75 x 1,05 x 180	Plat	252	**NC -**

Accessoire


Grattoir pour tube à essais



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
091824	Grattoir pour tubes à essai	10	**NC -**

Tubes à centrifuger - en verre borosilicaté

Tubes en verre à centrifuger à fond rond ou conique



- En verre borosilicaté
- Gradués ou non gradués
- Pour la centrifugation jusqu'à 5500 g
- A col lisse ou avec bouchon vissant en polypropylène à joint silicone-PTFE
- A fond rond ou conique (les fond coniques nécessitent l'usage d'un adaptateur en centrifugeuse)

		Tubes col lisse									Tubes avec bouchon vissant								
		Sans graduation				Avec graduations					Sans graduation				Avec graduations				
ø x h (mm)	Fond	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	CHF	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	Grad. (ml)	CHF	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	CHF	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	Grad. (ml)	CHF
12 x 98	Rond	**046619**	6	5	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 x 98	Rond	**046620**	15	10	**NC -**	**046623**	12	10	10	**NC -**	**046628**	10	8	**NC -**	**046632**	11	9	9	**NC -**
24 x 98	Rond	**046621**	30	25	**NC -**	**046624**	26	21	25	**NC -**	**046629**	25	20	**NC -**	**046633**	25	20	20	**NC -**
34 x 98	Rond	**046622**	60	50	**NC -**	**046625**	62	50	50	**NC -**	**046630**	50	45	**NC -**	**046634**	55	50	38	**NC -**
44 x 98	Rond		-	-	-	**046626**	100	85	80	**NC -**	**046631**	100	85	**NC -**	**046635**	100	85	65	**NC -**
16 x 98	Conique	**046636**	11	8	**NC -**	**046641**	12	8	10	**NC -**	**046645**	12	8	**NC -**	**046649**	10	8	8,7	**NC -**
24 x 98	Conique	**046637**	25	20	**NC -**	**046642**	25	20	20	**NC -**	**046646**	24	19	**NC -**	**046650**	25	20	20	**NC -**
34 x 98	Conique	**046638**	50	45	**NC -**	**046643**	55	45	45	**NC -**	**046647**	45	40	**NC -**	**046651**	48	43	34	**NC -**
44 x 98	Conique	**046639**	95	80	**NC -**	**046644**	86	75	84	**NC -**	**046648**	90	80	**NC -**	**046652**	90	85	60	**NC -**