Les classiques - Forme basse

Béchers en verre borosilicaté

Béchers en verre borosilicaté 3.3 de très haute qualité.

- Graduations et bec
- Norme ISO 3810, DIN 1237

	Forme basse			
Vol. (ml)	Réf.	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
5	068932B	22 x 30	10	NC -
10	068933B	26 x 35	10	NC -
25	068934B	34 x 50	10	NC -
50	068935B	42 x 60	10	NC -
100	068936B	50 x 70	10	NC -
150	068937C	60 x 80	10	NC -
250	068938B	70 x 95	10	NC -
400	068939B	80 x 110	10	NC -
600	068940C	90 x 125	10	NC -
800	068941B	100 x 135	10	NC -
1000	068942B	105 x 145	10	NC -
2000	068943C	130 x 185	10	NC -
3000	068944B	150 x 210	1	NC -
5000	068945C	170 x 270	1	NC -



Les classiques - Forme haute

Béchers en verre borosilicaté

Béchers en verre borosilicaté 3.3 de très haute qualité.

- Graduations et bec
- Norme ISO 3810, DIN 1237

	Forme haute			
Vol. (ml)	Réf.	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
25	068946B	30 x 55	10	NC -
50	068947B	38 x 70	10	NC -
100	068948B	48 x 80	10	NC -
150	068949B	54 x 95	10	NC -
250	068950B	60 x 120	10	NC -
400	068951B	70 x 130	10	NC -
600	068952B	80 x 150	10	NC -
800	068953B	90 x 175	10	NC -
1000	068954B	95 x 180	10	NC -
2000	068955C	120 x 240	10	NC -
3000	068956B	135 x 280	1	NC -



Béchers formes haute DURAN®

DWK LIFE SCIENCES

- En verre borosilicaté avec graduations
- Autoclavables
- Résistants aux chocs thermiques grâce à l'uniformité de l'épaisseur des parois
- Forme haute avec ou sans bec verseur
- Code de traçabilité



Béchers forme haute sans bec verseur

Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
092108	150	54 x 95	10	NC -
092087	600	80 x 150	10	NC -
092088	1000	95 x 180	10	NC -

Béchers forme haute avec bec verseur

Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
211161704	50	38 x 70	10	NC -
211162409	100	48 x 80	10	NC -
092086	150	54 x 95	10	NC -
211163602	250	60 x 120	10	NC -
673435	400	70 x 130	10	NC -
673436	1000	95 x 180	10	NC -

Béchers en verre borosilicaté Pyrex® forme haute

DWK LIFE SCIENCES

Avec code de traçabilité.

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
001110	50	38 x 70	10	NC -
001111	100	48 x 80	10	NC -
001112	150	54 x 95	10	NC -
001113	250	60 x 120	10	NC -
001114	400	70 x 130	10	NC -
001115	600	80 x 150	10	NC -
001116	1000	95 x 180	10	NC -
001117	2000	120 x 240	10	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com