Les variantes - Forme basse

Béchers à parois épaisses en verre borosilicaté DURAN®



- Grande résistance aux chocs
- Gradués

Référence	Volume	Dim. Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
092109	100 ml	52 x 85	10	NC -
091201	150 ml	54 x 93	10	NC -
092190	250 ml	70 x 94	10	NC -
091200	500 ml	89 x 124	10	NC -
092089	1 l	105 x 160	10	NC -
092191	2 l	135 x 195	10	NC -
092090	3 l	157 x 205	4	NC -
092192	5 l	182 x 256	1	NC -
092193*	10 l	225 x 340	1	NC -
092194*	15 l	260 x 390	1	NC -
092195*	20 l	285 x 430	1	NC -

* Non gradué

Béchers DURAN® Super Duty



- En verre borosilicaté DURAN® type 1
- Parois épaisses
- Bords et bec verseur renforcés
- Graduations et zone de marquage blanches
- Code de traçabilité imprimé sur le bécher pour l'impression de certificats de lots

Béchers forme basse

Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
091963	150	60 x 80	10	NC -
091964	250	70 x 95	10	NC -
091965	400	80 x 110	10	NC -
091966	600	90 x 125	10	NC -
091967	1000	105 x 145	10	NC -
091968	2000	132 x 185	10	NC -
091969	5000	170 x 270	1	NC -

Béchers gradués forme basse Pyrex® à usage intensif



- La régularité de l'épaisseur des parois ainsi que les bords évasés renforcés augmentent la résistance aux chocs
- La base plane permet une agitation magnétique optimale
- Une double graduation et une large surface de marquage facilitent la lecture des volumes et l'identification des produits
- Code de traçabilité

Référence	Volume (ml)	ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
211643	150	57	89	12	NC -
211647	250	68	90	12	NC -
211652	400	77	110	12	NC -
211654	600	90	124	6	NC -
211660	1000	109	156	6	NC -
211665	2000	131	177	4	NC -
002040	3000	170	230	1	NC -
211672	4000	160	250	1	NC -
002041	5000	180	300	1	NC -

Les variantes - Forme haute

Béchers DURAN® Super Duty



- En verre borosilicaté DURAN® type 1
- Parois épaisses
- Bords et bec verseur renforcés
- Graduations et zone de marquage blanches
- Code de traçabilité imprimé sur le bécher pour l'impression de certificats de lots

Béchers forme haute

Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
084471	150	54 x 95	10	NC -
084472	250	60 x 120	10	NC -
084473	600	80 x 150	10	NC -

Béchers en verre borosilicaté à usage intensif



- En verre borosilicaté
- Parois épaisses
- Bords et bec verseur renforcés
- Graduations et zone de marquage blanches
- Code de traçabilité imprimé sur le bécher pour l'impression de certificats de lots

Référence	Capacité (ml)	Ø extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
761784	150	54	95	10	NC -
761785	250	60	120	10	NC -
761786	600	80	150	10	NC -



WEB Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver la procédure de traitement de la verrerie de laboratoire.