Eprouvettes graduées forme basse Hirschmann



- Verre DURAN®, classe B
- DIN ISO 4788
- Graduations marron
- Subdivisions de trait


Référence	Capacité (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
501082	10	2	NC -
501083	25	2	NC -
501084	50	2	NC -
501085	100	2	NC -
501086	250	2	NC -
501087	500	2	NC -
501088	100	1	NC -
501089	2000	1	NC -

Eprouvettes à bec Pyrex® à usage intensif



- En verre borosilicaté Pyrex®, classe B
- Pied hexagonal lourd et parfaitement plan : excellente stabilité
- Bec verseur anti-goutte
- Graduations indélébiles émaillées en bleu

Volume (ml)	Unités/ carton	Hauteur (mm)	Réf.	CHF/ carton
10	2	75	703720	NC -
25	2	107	703728	NC -
50	2	140	703733	NC -
100	2	147	703740	NC -
250	2	212	703747	NC -
500	2	236	703754	NC -
1000	2	293	703760	NC -
2000	1	-	-	-



Eprouvettes en verre borosilicaté

- Classe A
- Graduation bleue
- Avec certification de lot

Volume (ml)	10	25	50	100	250	500	1000	2000
Référence	068907	068908	068909	068910	068911	068912	068913	068914
Unités/carton	1	1	1	1	1	1	1	1
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Classe B - Forme haute



Eprouvettes classe B SLS Select

NOUVEAU

- En verre borosilicaté de très haute qualité
- Classe B
- Avec graduations blanches
- Excellente résistance chimique et thermique
- Pied hexagonal robuste

Référence	Volume (ml)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
257073	10	135	2	NC -
257074	25	160	2	NC -
257075	50	195	2	NC -
257076	100	250	2	NC -
257077	250	300	2	NC -
257078	500	350	2	NC -
257079	1000	430	1	NC -

Eprouvettes graduées en verre borosilicaté classe B



- En verre borosilicaté
- Conformes à la norme ISO 4788
- Graduations en émail bleu
- Pied hexagonal robuste

Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
090488	10	2	NC -
090489	25	2	NC -
090182	50	2	NC -
090183	100	2	NC -
090184	250	2	NC -
090185	500	2	NC -
090186	1000	1	NC -
090187	2000	1	NC -

Eprouvettes classe B graduations bleues Hirschmann



- Conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- Traits de subdivisions
- Graduations bleues
- Verre borosilicaté

Réf.	Vol. (ml)	Subdi. (ml)	Tolérance (+/- ml)	H. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
501142	5	0,1	0,075	115	2	NC -
501143	10	0,2	0,15	140	2	NC -
501144	25	0,5	0,375	170	2	NC -
501145	50	1	0,75	200	2	NC -
501146	100	1	0,75	260	2	NC -
501147	250	2	1,5	335	2	NC -
501148	500	5	3,75	390	2	NC -
501149	1000	10	7,5	470	1	NC -
501150	2000	20	15	570	1	NC -