Eprouvettes classe B graduations blanches


- Conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- Pied hexagonal
- Verre borosilicaté



Réf.	Volume (ml)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	CHF/ carton
140708	5	12,9	115	7,70 -
140709	10	15,5	135	7,55 -
140711	15	12	170	10,40 -
140712	25	21,3	160	8,05 -
140713	30	20	210	9,90 -
140714	50	26	195	9,05 -
140716	60	25	210	11,90 -
140717	100	31,3	240	10,50 -
140718	125	30	265	17,90 -
140719	250	41	320	19,50 -
140721	500	53,2	380	26,40 -
140722	1000	67	465	50,65 -
140723	2000	83,5	565	63,35 -

Eprouvettes à bec Pyrex® à usage intensif

- En verre borosilicaté Pyrex®, classe B
- Pied hexagonal lourd et parfaitement plan : excellente stabilité
- Bec verseur anti-goutte
- Graduations indélébiles émaillées en bleu



Volume (ml)	Unités/ carton	Hauteur (mm)	Réf.	CHF/ carton
10	2	-	-	-
25	2	-	-	-
50	2	200	703933	110,75 -
100	2	260	703940	123,80 -
250	2	335	703947	199,35 -
500	2	390	703954	266,10 -
1000	2	470	703960	388,80 -
2000	1	570	703965	295,85 -

Avec bouchon

Classe A- Forme haute

Eprouvettes classe A, graduation bleue

- En verre borosilicaté
- Pied hexagonal
- Conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- Avec marquage d'identification



Vol. (ml)	Unités/ carton	Réf.	Grad. (ml)	Divisions (ml)	H. (mm)	CHF/ carton
5	2	-	-	-	-	-
10	2	501114	0,2	0,1	160	81,35 -
25	2	501115	0,5	0,25	193	107,80 -
50	2	501116	1	0,5	226	122,50 -
100	2	501117	1	0,5	290	140,05 -
250	2	501118	2	1	367	196,25 -
500	2	501119	5	2,5	425	285,10 -
1000	1	501120	10	5	510	249,15 -
2000	1	501121	20	10	610	406,75 -

Eprouvettes graduées à col normalisé DIN

- En verre borosilicaté avec col normalisé DIN
- Conformes à la norme ISO 4788
- Graduations en émail blanc pour les éprouvettes de classe A, bleu pour les éprouvettes de classe B
- Livrées avec bouchon DIN en polyéthylène
- Version classe A certifiée testée individuellement en 5 points, et calibrée aux tolérances de classe A
- Pied hexagonal robuste



			Classe A		Classe A certifiée	
Vol. (ml)	Rodage DIN	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
10	10/19	2	251583	100,65 -	251591	272 -
25	14/23	2	251584	84,10 -	251592	353,90 -
50	19/26	2	251585	118 -	251593	293,90 -
100	24/29	2	251586	135,10 -	251594	270,10 -
250	29/32	2	251587	186,70 -	251595	415,65 -
500	34/35	2	251588	272,90 -	251596	472,45 -
1000	45/40	2	251589	241,25 -	251597	547,05 -
2000	45/40	1	251590	355,50 -	251598	426,95 -

Classe B- Forme haute

Eprouvettes graduées à col normalisé DIN


- En verre borosilicaté avec col normalisé DIN
- Conformes à la norme ISO 4788
- Graduations en émail blanc pour les éprouvettes de classe A, bleu pour les éprouvettes de classe B
- Livrées avec bouchon DIN en polyéthylène
- Version classe A certifiée testée individuellement en 5 points, et calibrée aux tolérances de classe A
- Pied hexagonal robuste



			Classe B	
Vol. (ml)	Rodage DIN	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton
10	10/19	2	-	-
25	14/23	2	-	-
50	19/26	2	090192	134,30 -
100	24/29	2	090193	100,05 -
250	29/32	2	090194	126,30 -
500	34/35	2	090195	196,95 -
1000	45/40	2	090196	332,85 -
2000	45/40	1	090197	241,50 -

Eprouvettes graduées en verre borosilicate à bouchon vissant

- Base hexagonale
- Classe DIN B
- En verre borosilicaté
- Bouchon vissant GL



Référence	Col vissant GL	Volume (ml)	CHF
046475B	14	10	26,25 -
046476B	18	25	NC -
046477	25	50	30,35 -
046478	32	100	32,60 -
046479	45	250	52,50 -
046480	45	500	81,55 -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com