Avec bouchon

Erlenmeyer en verre avec déflecteurs DURAN®



Erlenmeyer avec 4 déflecteurs pour favoriser l'oxygénation des cultures bactériennes lors de la croissance sous agitation.

- **Livrés avec un bouchon GL45 en polypropylène bleu avec membrane et bague de déversement**
- **Flacon autoclavable en verre borosilicaté avec code de traçabilité**
- **Matière du verre : DURAN® aucune interaction entre le verre et le produit, autoclavable, très transparent, répond aux pharmacopées USP/EP. Avec Retrace Code (certificat de lot via Internet)**
- **Matière du bouchon : PP (polypropylène) avec membrane PTFE autoclavable, résistance thermique jusqu'à environ 140 °C**

Référence	Capacité (ml)	Filetage	Dimensions ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
092049	250	GL 45	85 x 145	4	**NC -**
092050	500	GL 45	105 x 180	4	**NC -**
092147	1000	GL 45	136 x 221	1	**NC -**

Fioles coniques avec déflecteurs latéraux



- **En verre borosilicatés Pyrex®**
- **4 déflecteurs équidistants pour une agitation uniforme**
- **Autoclavables**

Fioles coniques avec déflecteurs et bouchons à vis à membrane

Avec bouchon à vis GL45 en polypropylène à membrane PTFE.

Référence	Capacité (ml)	Ø ext corps (mm)	Hauteur (mm)	Filetage (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
251567	250	82	130	45	5	**NC -**
251568	500	101	165	45	5	**NC -**
251569	1000	129	205	45	2	**NC -**
251570	2000	166	265	45	1	**NC -**



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver la procédure de traitement de la verrerie de laboratoire.

Fioles cylindro-coniques Pyrex®



- **Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une meilleure résistance aux chocs thermiques et à la corrosion chimique**
- **Idéales pour les travaux de fermentation et de culture**
- **Marquage émaillé blanc**
- **Autoclavables**

Réf.	Capacité (ml)	Ø ext. du corps (mm)	Ø ext. du col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
211926	60	45	25	70	10	**NC -**
211927	125	60	30	97	10	**NC -**
211928	250	69	34	130	10	**NC -**
232521	500	90	35	154	1	**NC -**

Bouteilles de Fernbach



- **En verre borosilicaté de type 1**
- **Capuchon vissant GL45 en polypropylène autoclavable**
- **Joint en polyéthylène**

Référence	Volume (ml)	Nombre de baffles	ø x h (mm)	CHF
508308	1800	-	200 x 157	**NC -**
508309	2800	-	210 x 225	**515**,15 -
508310	1800	3 sur côté	200 x 157	**767**,60 -
508311	2800	3 sur côté	210 x 225	**692**,80 -
508312	1800	3 sur fond, 3 sur côté	200 x 157	**657**,45 -
508313	2800	3 sur fond, 3 sur côté	210 x 225	**709**,65 -



Voir les flacons de roux col à vis sur milian.com