Flacon à culture selon Roux verre DURAN®



Référence	Volume (ml)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	ø col (mm)	CHF les 10
080516	1200	260	122	56	32	NC -

Flacon à culture selon Roux col conique excentré verre DURAN®



Référence	Volume (ml)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	CHF les 10
080517	1200	275	132	56	NC -

Fioles jaugées Hirschmann

Fioles graduées classe A Duran®

Réf.	Volume (ml)	Type	Tolérance (+/-ml)	Hauteur (+/- 5 mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
501018	5	Duran	0,025	70	2	NC -
501019	10	Duran	0,025	90	2	NC -
501020	20	Duran	0,04	110	2	NC -
501021	25	Duran	0,04	110	2	NC -
501022	50	Duran	0,06	140	2	NC -
501023	100	Duran	0,1	170	2	NC -
501024	200	Duran	0,15	210	2	NC -
501025	250	Duran	0,15	220	2	NC -
501026	500	Duran	0,25	260	2	NC -
501027	1000	Duran	0,4	300	1	NC -
501028	2000	Duran	0,6	370	1	NC -
501029	5000	Duran	1,2	470	1	NC -
501030	10000	Duran	2	570	1	NC -

- Certificat de conformité (avec numéro de lot daté)
- Bordure
- Graduation bleue
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042



Fioles jaugées MBL® classe A

Fiole col lisse sans bouchon (A)

Volume (ml)	Tolérance (+/-ml)	ø corps x h (mm)	ø int. col (mm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton
5	0,025	27 x 72	9,5	5	090067	NC -
10	0,025	32 x 92	9,5	5	090068	NC -
20	0,040	37 x 107	9,5	5	090069	NC -
25	0,040	39 x 112	10,2	5	090070	NC -
50	0,060	48 x 145	11	5	090071	NC -
100	0,100	61 x 175	13	5	090072	NC -
200	0,150	76 x 215	15,4	5	090073	NC -
250	0,150	80 x 225	15,4	2	090074	NC -
500	0,250	101 x 261	18,4	2	090075	NC -
1000	0,400	127 x 305	22	2	090076	NC -
2000	0,600	161 x 375	25	1	090077	NC -
5000	1,200	215 x 475	35	1	090078	NC -

- Conformes à la norme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- Certifiées «H» marque
- Trait de jauge gravé
- Inscription émaillée en bleu
- Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée



Fioles jaugées classe A BLAUBRAND®

Fiole col lisse sans bouchon (A)

- La qualité constante BLAUBRAND®
- Classe A
- Attestées conformes
- En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Certificat de lot livré par unité d'emballage
- Col lisse sans bouchon,

Vol. (ml)	Tolérance (+/-ml)	Unités/ carton	Bouchon	Réf.	CHF/ carton
10	0,04	2	10/19	090639	NC -
20	0,04	2	10/19	090640	NC -
25	0,04	2	10/19	090641	NC -
50	0,06	2	12/21	090642	NC -
100	0,1	2	14/23	090643	NC -
200	0,15	2	14/23	090644	NC -
250	0,15	2	14/23	090645	NC -
500	0,25	2	19/26	090646	NC -
1000	0,4	1	24/29	090647	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com