Bouchons en polyéthylène

- Bouchons pour éprouvettes ou fioles jaugées en verre ou plastique
- En polyéthylène
- Tête large garantissant une bonne préhension et une protection de la verrerie en cas de renversement



Référence	Rodage mâle CN	Unités/ carton	CHF/ carton
090198	10/19	10	NC -
761833	12/21	10	NC -
761834	14/23	10	NC -
761835	19/26	10	NC -
001882	24/29	10	NC -
761836	29/32	10	NC -
761837	34/35	10	NC -

Bouchons coniques pour fioles



- En polyéthylène, étanches
- Conformes aux normes standard DIN 12242

ø inf. (mm)	Cône NS	Coloris	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
5,9	7/16	Violet	391498B	10	NC -	391498	50	NC -
8,1	10/19	Bleu	391499B	10	NC -	391499	50	NC -
10,4	12/21	Vert	391500B	10	NC -	391500	50	NC -
12,2	14/23	Marron	391501B	10	NC -	391501	50	NC -
16,4	19/26	Jaune	391502B	10	NC -	391502	50	NC -
21,1	24/29	Rouge	391503B	10	NC -	391503	50	NC -
25,8	29/32	Noir	391504	10	NC -	-	-	-
30,9	34/35	Blanc	391505	10	NC -	-	-	-

Entonnoirs pour liquides

Entonnoirs verre borosilicaté DURAN®

DWK LIFE SCIENCES

Tige courte

Référence	ø (mm)	Hauteur (mm)	ø x h tige (mm)	Filtre papier (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
080519	35	60	6 x 35	45-55	10	NC -
080520	45	80	6 x 45	55-70	10	NC -
080521	55	95	8 x 55	70-90	10	NC -
080522	70	125	8 x 70	110-125	10	NC -
080523	80	140	10 x 80	125-150	10	NC -
080524	100	180	10 x 100	150-185	10	NC -
080525	120	210	16 x 120	185-240	10	NC -
080526	150	265	16 x 150	240-270	10	NC -
080527	180	290	20 x 150	270-320	1	NC -
080528	200	325	26 x 175	320 – 385	1	NC -
080530	300	409	30 x 175	500	1	NC -

Tige longue

Référence	ø (mm)	Hauteur (mm)	ø x h tige (mm)	Filtre papier (mm)	CHF les 10
080548	55	190	6 x 150	70-90	NC -
080549	70	200	6 x 150	110-125	NC -
080550	80	210	6 x 150	125- 150	NC -





Entonnoirs en verre borosilicaté Pyrex®

DWK LIFE SCIENCES

Entonnoirs à tige courte, angle de 60 °.

Référence	Diamètre ouverture (mm)	CHF
090160	45	NC -
090161	70	NC -
090162	80	NC -
090163	100	NC -
090164	125	NC -
090165	150	NC -
090166	200	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com