Ballons à col étroit DURAN®

- Bord renforcé pour les ballons de diamètre de col égal ou supérieur à 65 mm
- En verre borosilicaté Duran®
- A bord évasé
- Selon la norme ISO 1773

				Fond rond			Fond plat		
Volume (ml)	ø corps (mm)	ø Col (mm)	Unités/ carton	Hauteur (mm)	Référence	CHF/ carton	Hauteur (mm)	Référence	CHF/ carton
50	51	26	10	95	091884	NC -	90	091894	NC -
100	64	26	10	110	091882	NC -	105	091895*	NC -
250	85	34	10	144	091881	NC -	138	091896	NC -
500	102	34	10	168	091880*	NC -	163	091897*	NC -
1000	131	42	10	200	091876	NC -	190	090364	NC -
2000	166	42	10	260	091877*	NC -	230	080572*	NC -
3000	185	50	1	-	-	-	250	091898*	NC -
4000	207	50	1	290	091885*	NC -	275	080569*	NC -
6000	236	51	1	355	091886*	NC -	315	091375*	NC -
10000	280	65	1	380	091887*	NC -	360	091899*	NC -
20000	345	76	1	515	091888	NC -	-	-	-

* Non conforme aux dimensions ISO



Ballons à col large DURAN®

- Bord renforcé pour les ballons de diamètre de col égal ou supérieur à 65 mm
- En verre borosilicaté DURAN®
- A bord évasé / Fond rond ou fond plat
- Conforme au norme DIN EN ISO 24450

				Fond rond			Fond plat		
Volume (ml)	ø corps (mm)	ø col (mm)	Unités / carton	Hauteur (mm)	Référence	CHF/ carton	Hauteur (mm)	Référence	CHF/ carton
50	51	35	10	-	-	-	100	091900	NC -
100	64	35	10	100	091878	NC -	100	091901	NC -
250	85	50	10	143	091889	NC -	138	091902	NC -
500	105	50	10	168	091890	NC -	170	091903	NC -
1000	131	65	10	-	-	-	190	091904	NC -
2000	166	50	10	-	-	-	230	092048	NC -
2000	166	76	10	260	090129	NC -	230	092047	NC -
4000	206	76	1	315	091892	NC -	-	-	-
6000	236	89	1	355	091893	NC -	-	-	-



Ballons en verre DURAN®

	Rodage 14/23		Rodage 19/26		Rodage 24/29		Rodage 29/32		Rodage 45/40		Rodage 29/32 verre brun	
Volume	Réf.	CHF les 10	Réf.	CHF les 10	Réf.	CHF les 10	Réf.	CHF les 10	Réf.	CHF les 10	Réf.	CHF les 10
5 ml	673450B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ml	673451B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ml	673452B	NC -	673456B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
50 ml	673453B	NC -	673457B	NC -	673460B	NC -	673466B	NC -	-	-	673474B	NC -
100 ml	673454B	NC -	673364B	NC -	673461B	NC -	673365B	NC -	-	-	673475B	NC -
250 ml	673455B	NC -	673458B	NC -	673462B	NC -	673366B	NC -	673479B	NC -	673476B	NC -
500 ml	-	-	673459B	NC -	673463B	NC -	673368B	NC -	673480B	NC -	673477B	NC -
1 l	-	-	-	-	673464B	NC -	673369B	NC -	673481B	NC -	673478B	NC -
2 l	-	-	-	-	673465B	NC -	673467B	NC -	673482B	NC -	-	-
3 l	-	-	-	-	-	-	673468	NC -	673483	NC -	-	-
4 l	-	-	-	-	-	-	673469	NC -	673484	NC -	-	-
5 l	-	-	-	-	-	-	673470	NC -	673485	NC -	-	-
6 l	-	-	-	-	-	-	673471	NC -	673486	NC -	-	-
10 l	-	-	-	-	-	-	673472	NC -	673487	NC -	-	-
20 l	-	-	-	-	-	-	673473	NC -	673488	NC -	-	-



Ballons à col large

Référence	Volume (ml)	Hauteur (mm)	ø corps (mm)	ø col (mm)	CHF
785632	250	90	85	75	NC -
785633	500	115	105	75	NC -
785634	700	135	103	100	NC -
761832	1000	155	131	100	NC -
761819	2000	185	166	100	NC -
785635	3000	210	189	100	NC -
785636	4000	225	207	100	NC -
785637	5000	245	222	100	NC -
041275	10000	320	279	100	NC -
761831	20000	380	345	100	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com