Les classiques

En verre borosilicaté

Boîtes de Petri en verre





Boîtes de Petri en verre borosilicaté


Référence	ø x H (mm)	Diamètre bas (mm)	H avec couv. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
091715	60 x 20	54	22	10	NC -
091999	80 x 20	74	22	10	NC -
092000	100 x 15	94	17	10	NC -
092001	100 x 20	94	22	10	NC -
092002	120 x 20	114	22	10	NC -
092003	150 x 26,50	143	32	10	NC -

Boîtes de Petri en verre sodocalcique

Référence	ø ext. couvercle x hauteur base (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
092004	40 x 12	10	NC -
092005	60 x 15	10	NC -
092006	80 x 15	10	NC -
092007	90 x 15	10	NC -
092008	100 x 10	10	NC -
091961	100 x 15	10	NC -
092009	100 x 20	10	NC -
092010	120 x 20	10	NC -
092011	150 x 25	10	NC -
092012	180 x 30	10	NC -
092013	200 x 30	10	NC -
092014	200 x 45	10	NC -

En verre sodocalcique

Boîtes de Petri en verre




Boîtes de Petri en verre sodocalcique. Excellente planéité.

Référence	ø x h (mm)	Epaisseur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
068515B	40 x 12	1,2	18	NC -
068516B	50 x 12	-	18	NC -
068517B	60 x 12	-	18	NC -
001743B	60 x 15	-	30	NC -
001744D	80 x 15	-	36	NC -
068519B	90 x 15	1,35	18	NC -
001746B	100 x 15	-	36	NC -
068520	100 x 15	1,5	20	NC -
001747B	100 x 20	-	36	NC -
068521B	120 x 20	-	18	NC -
001749B	150 x 25	-	36	NC -
001750B	180 x 30	-	6	NC -
068523	200 x 30	1,5	10	NC -

Les variantes

En verre borosilicaté

Boîtes de Petri avec compartiments



Nombre de compartiments (mm)	ø x h = 100 x 15	ø x h = 100 x 20
1 compartiment	092016	092017
CHF / carton de 10	119,40 -	133,05 -
2 compartiments	-	092018
CHF/ carton de 10	-	174,75 -
3 compartiments	-	092019
CHF / carton de 10	-	174,75 -
4 compartiments	-	092020
CHF / carton de 10	-	174,75 -