Dessicateurs en verre

- Raccord à filetage GL32
- Avec capuchon à visser en PBT ou robinet avec pointeau en PTFE
- Sans disque en porcelaine

DN	Ø int. bride	Ø ext. bride	Hauteur (mm)	Volume (l)	Avec capuchon	CHF/ carton	Avec robinet	CHF/ carton
150	172	215	239	2,4	**096329**	**NC -**	**084616**	**NC -**
200	224	270	296	5,8	**096330**	**NC -**	**084617**	**NC -**
250	274	320	344	10,5	**096331**	**NC -**	**084618**	**NC -**
300	332	380	420	18,5	**096332**	**NC -**	**084619**	**NC -**



Dessicateurs en verre sodocalcique

- Transparents / Pour applications sous vide ou non
- Plaques de diamètres variables (150, 200, 250 ou 300 mm)
- Sans robinet, avec robinet d'arrêt ou avec robinet à manchon rotatif

Réf.	Couvercle	Bague d'étanchéité	Plaque	Ø de la plaque (mm)	CHF
360148	Robinet	Oui	Sans plaque	150	**NC -**
360149				250	**NC -**
360151			Porcelaine	250	**NC -**
360152			Métal	150	**NC -**
360153				250	**NC -**
360098		Non	Sans plaque	150	**NC -**
360099				200	**NC -**
360100				250	**NC -**
360101				300	**NC -**
360102			Porcelaine	150	**NC -**
360103				200	**NC -**
360104				250	**NC -**
360105				300	**NC -**
360106			Métal	150	**NC -**
360107				200	**NC -**
360108				250	**NC -**
360109				300	**NC -**
360110	Bouton		Sans plaque	150	**NC -**
360111				200	**NC -**
360112				250	**NC -**
360113				300	**NC -**
360114			Porcelaine	150	**NC -**
360115				200	**NC -**
360116				250	**NC -**
360117				300	**NC -**
360118			Métal	150	**NC -**
360119				200	**NC -**
360120				250	**NC -**
360121				300	**NC -**
360122	Vanne rotative		Sans plaque	150	**NC -**
360123				200	**NC -**
360124				250	**NC -**
360125				300	**NC -**
360126			Porcelaine	150	**NC -**
360127				200	**NC -**
360128				250	**NC -**
360129				300	**NC -**
360130			Métal	150	**NC -**
360131				200	**NC -**
360132				250	**NC -**
360133				300	**NC -**



Composants et accessoires pour dessicateurs

Référence	Désignation	Ø (mm)	CHF
360081	Couvercle à bouton	150	**NC -**
360082		200	**NC -**
360083		250	**NC -**
360084		300	**NC -**
360085	Couvercle avec vanne rotative	150	**NC -**
360086		200	**NC -**
360087		250	**NC -**
360088		300	**NC -**
360097	Robinet	-	**NC -**
360140	Fond de dessicateur	150	**NC -**
360141		200	**NC -**
360142		250	**NC -**
360143		300	**NC -**
360144	Jarre compatible avec bague d'étanchéité	150	**NC -**
360145		250	**NC -**
360146	Bague d'étanchéité	150	**NC -**
360147		250	**NC -**
360089	Plaque en porcelaine	150	**NC -**
360090		200	**NC -**
360091		250	**NC -**
360092		300	**NC -**
360093	Plaque en métal	150	**NC -**
360094		200	**NC -**
360095		250	**NC -**
360096		300	**NC -**

Graisse à vide

Réf.	Désignation	CHF
069600	Tube de 50 g de graisse à vide	**NC -**

Graisse à vide haute performance. Tube de 50 g.

- Ne s'évapore pas
- Résiste aux acides, alcalis et gaz
- Utilisable de -40 °C à +300 °C



Retrouvez les rubans PTFE sur milian.com



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com