Fioles de chromatographie à col droit

NOUVEAU





- En verre borosilicaté conforme USP TYPE I et ASTM type I classe B
- Fournies avec bouchons en polyéthylène emballés séparément

Réf.	Volume (ml)	ø x h (mm)	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
096399	1	8,1 x 40	Transparent	100	NC -
096401	2	11,6 x 31,5	Transparent	100	NC -
096403	4	14,7 x 44,5	Transparent	100	NC -
096400	1	8,1 x 40	Ambré	100	NC -
096402	2	11,6 x 31,5	Ambré	100	NC -
096404	4	14,7 x 44,5	Ambré	100	NC -

Fioles à bouchons snap en verre sodocalcique

NOUVEAU



- En verre sodocalcique conforme USP type III
- Fournies avec bouchons snap en LDPE

Réf.	Vol. (ml)	Col	ø x h (mm)	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
096384	10	ND18	22 x 45	Transparent	200	NC -

Fioles de chromatographie à scintillation

NOUVEAU



- En verre borosilicaté conforme USP TYPE I et ASTM type I classe A
- Fournies avec bouchon en polypropylène ou en urée
- Bouchons en polypropylène composés d'un joint composé d'un disque d'aluminium et d'un disque en pâte de cellulose, idéal pour des applications impliquant des hydrocarbones, des huiles, des kétones ou des alcools
- Bouchons en urée composés d'un joint en polyéthylène conique et offrent une excellente étanchéité

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Coloris	Matériel du bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
096409	20	27,5 x 57,5	Transparent	PP	500	NC -
096410	20	27,5 x 57,5	Transparent	Urée	500	NC -
096411	20	27,5 x 61 (avec bouchon)	Transparent	PP	500	NC -
096412	20	27,5 x 61 (avec bouchon)	Transparent	Urée	500	NC -

