## Fioles de chromatographie








































### Crimp fioles standard

- **ø x h : 12 x 32 mm**
- **En verre borosillicaté type 1**
- **Pour utiliser avec les E-Z bouchons aluminium de 11 mm**

### Fioles en verre et bouchons ABC

- **ø x h : 12 x 32 mm**
- **Large ouverture**
- **En verre borosillicaté Type 1**
- **Pour utiliser avec les bouchons vissant ABC de 9 mm**

### Fioles plastique et verre avec insert

- **ø x h : 12 x 32 mm**
- **En thermoplastique polymer**
- **Insert 0,1 ml en verre borosillicaté type 1**
- **Bouchons vissants type 8-425**

### LVI fioles

- **ø x h : 12 x 32 mm**
- **En verre borosillicaté type 1**
- **Avec insert 300 µl**
- **Zone de marquage**
- **Pour utiliser avec les bouchons vissant ABC de 9 mm ou bouchon crimp de 11 mm**

### E-Z fioles

- **ø x h : 12 x 32 mm**
- **Large ouverture**
- **En verre borosillicaté type 1**
- **Pour utiliser avec les E-Z bouchons aluminium (050509) et les bouchons Snap-on de 11 mm (050512)**

### Fioles Crimp

| Référence | Volume (ml) | Couleur | Pour type de bouchon | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 050508 | 1,5 | Transparent | E-Z Aluminium, 11 mm | 1000 | NC - |

### Fioles E-Z

| Réf. | Vol. (ml) | Couleur | Pour type de bouchon | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 050509 | 1,8 | Transparent | E-Z Aluminium, 11 mm | 1000 | NC - |
| 050512 | 1,8 | Transparent | E-Z Aluminium +Snap-On, 11 mm | 1000 | NC - |

### Insert pour réduction de volume

| Référence | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 050513 | Insert en verre, fond plat pour tube 050512 | 1000 | NC - |

### Bouchons E-Z Aluminium, ABC vissant et Snap-on

| Réf. | Désignation | CHF les 1000 |
|---|---|---|
| 050510 | E-Z bouchon avec joint PTFE 0,002 / liner caoutchouc rouge 0,038 | NC - |
| 050511 | E-Z bouchon avec joint PTFE 0,002 / liner silicone 0,038 | NC - |
| 050514 | Snap-on bouchon naturel avec joint PTFE 0,002 / caoutchouc septa rouge 0,038 | NC - |
| 050515 | Snap-on bouchon naturel avec joint PTFE 0,002 / silicone septa 0,038 | NC - |
| 050517 | ABC bouchon avec joint PTFE bleu 0,005 / silicone 0,035 | NC - |

### Fioles en verre et bouchons ABC

Vials pour chromatographie en verre borosilicaté clair ou ambré. ø x h : 12 x 32 mm. Capuchon vissant ouvert en polypropylène avec septum PTFE / silicone.

| Réf. | Vol. (ml) | Couleur | Zone inscription | Pour type de bouchon | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050516* | 1,8 | Transp. | Non | ABC vissant, 9 mm | 1000 | NC - |

* cette référence est vendue sans bouchon.

### Fioles LVI

| Référence | Volume (ml) | Couleur | Pour type de bouchon | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 050518 | 0,3 | Transparent | E-Z Aluminium, 11 mm | 100 | NC - |
| 050519 | 0,3 | Ambre | E-Z Aluminium, 11 mm | 100 | NC - |
| 050523 | 0,3 | Transparent | ABC vissant, 9 mm | 100 | NC - |
| 050524 | 0,3 | Ambre | ABC vissant, 9 mm | 100 | NC - |

### Packs : fioles LVI + bouchons ABC

| Réf. | Désignation | CHF les 100 |
|---|---|---|
| 050521 | LVI tube transparent + bouchon vissant ABC 9 mm, avec joint PTFE rouge 0,005 / silicone 0,035 | NC - |

### Fiole plastique et verre avec insert

| Référence | Volume (ml) | Couleur | Pour type de bouchon | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 050522 | 0,1 | Transparent | Snap-On, 11 mm | 100 | NC - |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com