Tubes RMN Duran®



NOUVEAU

- Soit verre borosilicaté 3.3 ou 5.1
- Haute qualité
- Certificat téléchargeable
- Diamètre 5 mm
- Longueur 178 mm

Réf.	Version	Fréquence (MHZ)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
096344	Economique - verre borosilicaté 5.1	100	100	NC -
083369	Economique - verre borosilicaté 3.3	300	250	NC -
083877	Professionnel - verre borosilicaté 3.3	400	250	NC -
083878	Scientifique - verre borosilicaté 3.3	500	5	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	CHF
096345	Goupillon pour tube RMN	NC -

