Bacs à expérience

- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®
- Peuvent être autoclavés ou utilisés dans un micro-ondes
- Idéauxpour de nombreuses applications : gels d'électrophorèse, plateaux de dissection, travaux sous hotte, etc.



Référence	Capacité (ml)	L x l x h (mm)	CHF
212561A	2000	228 x 215 x 60	NC -
212560A	2000	262 x 199 x 57	NC -
212562A	3500	312 x 232 x 55	NC -
212563A	4500	366 x 266 x 55	NC -

Cuves en verre

- En verre sodocalcique
- Bords rodés
- Parois épaisses



Réf.	L x l x H (mm) cuves	CHF
900557	100 x 100 x 100	NC -
900558	150 x 100 x 100	NC -
900559	150 x 100 x 150	NC -
900560	200 x 100 x 100	NC -
900561	250 x 180 x 220	NC -
900562	300 x 160 x 160	NC -
900563	300 x 220 x 240	NC -
900564	360 x 230 x 260	NC -

Billes de verre

Billes en verre sodocalcique durci en surface.



Référence	ø (mm)	CHF le sachet de 1 kg
068499	1	NC -
068500	2	NC -
068501	3	NC -
068502	4	NC -
068503	5	NC -
068504	6	NC -
068505	8	NC -
068555	10	NC -

Verres à pied

- En verre sodocalcique
- Forte épaisseur
- Pied lourd assurant une grande stabilité
- Graduations moulées
- Bec verseur



Référence	Capacité (ml)	ø base (mm)	ø sup. (mm)	Hauteur tot. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
001738B	60	60	60	105	1	NC -
001739B	125	65	90	115	1	NC -
001740B	250	80	100	145	1	NC -
001741B	500	100	130	190	1	NC -

Verres de montre



- En verre sodocalcique
- Bords rebrûlés
- Epaisseur constante

Référence	ø (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	ø (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
001751C	40	10	NC -	001756C	100	10	NC -
001752C	50	10	NC -	001757B	120	10	NC -
001753C	60	10	NC -	001758B	140	10	NC -
001754C	70	10	NC -	001759B	160	10	NC -
001755C	80	10	NC -				

Pulvérisateurs pour CCM

- Connexion entre la tête du pulvérisateur et le flacon avec une bague à vis avec joint
- Autoclavables
- Pression minimale 0,07 kg/cm^2 (1 psi)
- Pressions optimales entre 0,21 - 0,35 kg/cm^2 (3-5 psi)



Réf.	Vol. (ml)	Joint	H x Ø (mm)	CHF
290249	25	19/22	147 x 40	NC -
057514	50		174 x 50	NC -
290250	125		204 x 65	NC -
045654	250	24/40	229 x 85	NC -
290251	500		273 x 105	NC -

Bocaux en verre sodocalcique

Bocaux en verre sodocalcique.
Couvercle à bouton emboîtant lâche.



Référence	Hauteur (mm)	ø (mm)	CHF
140689	100	100	NC -
140690	120	120	NC -
140691	150	150	NC -
140692	200	200	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com