GANTS DE LABORATOIRE À USAGE UNIQUE / SHIELD SCIENTIFIC

Seule l'utilisation de plusieurs gants vous protègera efficacement des différents risques encourus au laboratoire. SHIELD Scientific présente un système simple, à trois couleurs, pour faciliter votre choix :

SHIELDskin CHEM™

RISQUES CHIMIQUES ELEVES
Gants bi-matériaux à double couche, répondant aux normes sur le risque chimique : la protection sans ignorer le confort.

SHIELDskin™

RISQUES BIOLOGIQUES ELEVES
Gants répondant aux normes sur le risque biologique.
Un maximum de sécurité à la fois pour l'utilisateur et sa manipulation.

ecoSHIELD™

RISQUES AU QUOTIDIEN
Gants latex ou nitrile, les plus épais parmi les gants fins sur le marché. Destinés à un usage quotidien, ils répondent aux dernières normes EPI. Un effort particulier de respect de l'environnement a été apporté à la fabrication et au conditionnement des gants EcoSHIELD.

WEB

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de résistance chimique

Gants SHIELDSkin CHEM™ et SHIELDskin™

- EPI Catégorie III selon le Règlement EU/2016/425
- DM classe I selon le Règlement (UE) 2017/745
- Conformes à la norme ISO 21420:2020, qui définit notamment la taille des gants pour une bonne protection du porteur
- Non poudrés, chlorination et lavages multiples
- Ambidextres
- Evalués pour le risque biologique selon la norme ISO 374-5:2016 et EN 374-2:2014
- Etanches aux virus : ISO 16604:2004 procédure B
- Evalués pour le risque chimique selon ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 et EN 374-4:2013
- Vaste base de données de résistances chimiques disponible sur www.shieldscientific.fr

Gants SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300 mm

Le 1er gant de protection chimique !



- Bi-matériaux : bicouche nitrile/néoprène (intérieur blanc, extérieur rouge), technologie TwinSHIELD™ double trempage
- Longueur 300 mm ; épaisseur paume : 0,31 mm
- Risque biologique : AQL 0,25 supérieur à la norme - niveau 3
- Risque chimique : Type A (AJKLNPT)

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	CHF/ boîte
065809	065810	065811	065812	065813	065814	40	NC -

Gants SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260, 300 mm et 300 mm stériles



* sauf SHIELDSkin Orange Nitrile Stérile

- Bi-matériaux : bicouche nitrile/néoprène (intérieur blanc, extérieur orange), technologie TwinSHIELD™ double trempage
- Sans accélérateur de vulcanisation pour limiter les phénomènes allergiques
- Longueur 260 ou 300 mm ; épaisseur paume : 0,14 mm
- Version stérile certifiée RNase/DNase free
- Risque biologique : AQL 0,25 supérieur à la norme - niveau 3
- Risque chimique : type B (JKPT)
- Résistance aux cytotoxiques
- ESD : propriétés antiélectrostatiques (EN 1149-1 à 5)

Gants SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065700	065701	065702	065703	065704	90	NC -

Gants SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065705	065706	065707	065708	065709	50	NC -

Gants SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ stériles 300 mm - RNase et DNase free

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Paires/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065748	065749	065750	065751	065752	20	NC -