Gants KIMTECH™ Prizm et Prizm Xtra

NOUVEAU

VIRUS JKLMPT



En nitrile-néoprène multicouches pour une protection chimique renforcée.
Pour les applications à hauts risques en laboratoire : biotechnologie, industrie pharmaceutique, recherche.
Extrémité ultra adhérente : anti glisse en milieu humide ou sec.

- EPI Cat. III selon règlement EU 2016/425
- Protection contre les produits chimiques : type A (JKLMPT) selon ISO 374-1:2016
- Protection contre les virus et micro-organismes selon ISO 374-5:2016
- AQL 0,65
- Résistance à de nombreux médicaments cytotoxiques
- Epaisseur (paume) : 0,16 mm
- Coloris violet foncé et magenta : indicateur de rupture mécanique

Gants Prizm : manchette 240 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	002316	002317	002318	002319	002320*	100	NC -

* Taille XL : 90 gants/boîte

Gants Prizm XTRA : manchette longue 300 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	002311	002312	002313	002314	002315	50	NC -

Gants KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ et PURPLE NITRILE™ XTRA™

VIRUS JKT



- 100 % nitrile, sans latex, permet d'éliminer tous les riques d'allergies de type I
- Agents chimiques indétectables : limite considérablement les risques d'allergies de type IV
- Excellentes résistances chimique et mécanique, résistance aux produits cytotoxiques et au B.E.T.
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Certifié EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), protection limitée contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- AQL : 0,65
- Coloris violet
- Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts
- Antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Epaisseur : 0,14 mm à la paume

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™

- Longueur standard 240 mm (250 mm pour les tailles L et XL)

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	038820	038821	038822	038823	038824*	100	NC -

* Boîte de 90

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ : manchettes longues spéciales culture

- Longueur 300 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	038825	038826	038827	038828	038829	50	NC -

Gants KIMTECH™ STERLING™ NITRILE et STERLING™ NITRILE XTRA™



K-LOW CHEMICALS

Pratique : boîte de 150 gants pour la longueur 240 mm ou de 100 gants pour la longueur 300 mm !
Gain de place de 33 % et diminution des déchets de 40 %.

- 100 % nitrile exempt de protéines de latex : supprime tout risque potentiel d'allergie de type I
- Grande dextérité, grand confort
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- ISO 374-1:2016 Type C (K) contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- AQL : 0.65
- Coloris : gris clair
- Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts
- Antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Epaisseur : 0,08 mm à la paume



Gants KIMTECH™ Sterling™ Nitrile Xtra™ (manchette longue)

- Longueur : 300 mm

Taille	XS	S	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	040437	040438	100	NC -

Gants KIMTECH™ Sterling™ Nitrile

- Longueur standard : 240 mm (250 mm pour la taille XL)

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	040132	040133	040134	040135	040136*	150	NC -

* Boîte de 140