Protection produit - environnements contrôlés

Gants KIMTECH™ G3 et G5 latex



Gants G3 recommandés pour environnements salle blanche ISO 3 ou supérieure.
Gants G5 recommandés pour environnements salle blanche ISO 5 ou supérieure.

- Gants latex sans silicone, faible taux d'endotoxines et de protéines diminuant le risque d'allergie
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- ISO 374-1:2016 Type C (K) contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- En latex naturel non poudré, protéines < 50 µg/g
- AQL : 1,5
- Manchette à bord roulé
- Longueur : 300 mm
- Extrémité des doigts texturée

Gants KIMTECH™ G3 Latex

- Epaisseur : 0,20 mm à la paume
- Emballage : 100 gants en double sachet plastique

Taille	S	M	L	XL	Unités/ sachet	CHF/ sachet
Référence	038830	038831	038832	038833	100	NC -

Gants KIMTECH™ G5 Latex

- Epaisseur : 0,18 mm à la paume
- Emballage : 100 gants en double sachet plastique

Taille	S	M	L	XL	Unités/ sachet	CHF/ sachet
Référence	038853	038854	038855	038910	100	NC -

Gants KIMTECH™ G3 stériles Latex

- Epaisseur : 0,20 mm à la paume
- Emballage par paire, 20 paires par double sachet plastique

Taille	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	10	CHF les 20 paires
Réf.	038834B	038835B	038836B	038837B	038838B	038839B	038840B	038841B	NC -

Gants KIMTECH™ G3 NXT™ Nitrile



Recommandés pour environnements salle blanche ISO 3 ou supérieure.

- Gants nitrile sans latex et sans silicone pour réduire les risques d'allergie de type I
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- ISO 374-1:2016 Type C (K) contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- AQL : 1,5
- Manchette à bord roulé
- Longueur : 300 mm
- Epaisseur : 0,13 mm à la paume
- Extrémité des doigts texturée
- Propriétés dissipatives électrostatiques



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Gants KIMTECH™ G3 NXT™ Nitrile

- Emballage : 100 gants en double sachet plastique

Taille	XS	XL	Unités/ sachet	CHF/ sachet
Réf.	038911	038915	100	NC -

Gants Blue Nitrile KleenGuard® G10



- Sans poudre : réduit les effets de dessèchement de la peau par la poudre
- Marquage CE : cat 1
- Sans latex : réduit les risques potentiels de réactions allergiques de Type I
- Extrémités texturées pour une sensibilité tactile exceptionnelle

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	038971	038972	038973	038974*	100	NC -

* Le prix des boîtes de gants de taille XL est exprimé pour un conditionnement de 90 gants (au lieu de 100).



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit