Gants sans latex 73-847 ex Neopro Green



ISO 374-1:2016 Type B
KPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- En néoprène vert foncé, sans latex
- Ambidextres, non poudrés
- Poignets bords roulés
- Extrémités texturées
- Epaisseur : 0,10 mm
- Longueur : 245 mm
- AQL : 1,5
- EPI Cat. III
- Antistatiques selon EN 1149

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	678231	678232	678233	678234	678235	100	NC -

Gants latex non poudrés 63-864 ex Diamond Grip



ISO 374-1:2016 Type B
KLT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- En latex naturel épais, coloris naturel
- Ambidextres, non poudrés
- Poignets bords roulés
- Extrémités texturées
- Epaisseur : 0,16 mm
- Longueur : 245 mm
- AQL : 1,5
- EPI Cat. III
- Agréés contact alimentaire

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050405B	050406B	050407B	050408B	050409B	100	NC -

Gants nitrile non poudrés 93-843 ex Supreno



ISO 374-1:2016 Type B
JKPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- En nitrile bleu-violet haute durabilité, sans latex
- Ambidextres, non poudrés
- Poignets bords roulés
- Extrémités texturées
- Epaisseur : 0,11 mm
- Longueur : 245 mm
- AQL : 0,65
- EPI Cat. III
- Agréés contact alimentaire

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050415B	050416B	050417B	050418B	050419B	100	NC -

Gants nitrile non poudrés à manchette longue 93-853 ex Supreno EC-Plus



ISO 374-1:2016 Type B
JKPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- En nitrile haute résistance bleu-violet, sans latex
- Ambidextres, non poudrés
- Poignets bords roulés
- Extrémités texturées
- Epaisseur : 0,14 mm
- Manchettes longues : 295 mm
- AQL : 0,65
- EPI Cat. III
- Antistatiques

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050450B	050451B	050452B	050453B	050454B	50	NC -

Gants nitrile PF 93-852 ex Midknight noir



ISO 374-1:2016 Type B
JKT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- En nitrile noir pour un haut contraste
- Ambidextres, non poudrés
- Poignets bords roulés
- Extrémités texturées
- Epaisseur : 0,12 mm
- Longueur : 245 mm
- EPI Cat. III
- Agréés contact alimentaire
- Antistatiques selon EN 1149

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050479B	050480B	050481B	050482B	050483B	100	NC -

Gants d'examen en nitrile 93-833 ex XCEED



ISO 374-1:2016 Type B
KPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- En nitrile bleu
- Ambidextres, non poudrés, certifiés ergonomiques
- Poignets bords roulés
- Extrémités texturées
- Epaisseur : 0,07 mm
- Longueur : 240 mm
- AQL : 0,65
- EPI Cat. III
- Agréés contact alimentaire

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050470B	050471B	050472B	050473B	050474B*	250	NC -

* unités/boîte pour la référence 050474B : 230