Gants SEMPERGUARD

Gants à usage unique simples pour les utilisations quotidiennes.

- **Classé EPI cat. III selon le Règlement (UE) 2016/425**
- **Ambidextres**
- **Conformes au règlement EC 1935/2004 pour le contact alimentaire**
- **Normes affichées : EN 420, EN 374-2 (AQL 1,5), EN 374-3, EN 455**
- **Gants en latex : bonne résistance chimique à l'acrylamide, aux acides phosphorique et nitrique / gants en nitrile : bonne résistance chimique aux hydroxydes, à l'acrylamide (tableau de résistance chimique sur milian.com)**

	Modèle	Matière	Finition	Longueur / Epaisseur (mm)	Description	Taille	Référence	Unités/ boîte	CHF/ boîte
	Nitrile Xtra Lite	Nitrile	Doigts texturés	240 / 0,07	Couleur bleue lavande Très extensible Non poudré Dispositif médical de classe I	S	**559017**	200	**NC -**
						M	**559018**	200	**NC -**
						L	**559019**	200	**NC -**
						XL	**559020**	180	**NC -**
	Latex Comfort	Latex	Doigts texturés	240 / 0,10	Couleur naturelle Chloré Excellente elasticité Non poudré Dispositif médical de classe I	S	**559005**	100	**NC -**
						M	**559006**	100	**NC -**
						L	**559007**	100	**NC -**
						XL	**559008**	90	**NC -**
	Nitrile Comfort	Nitrile	Doigts texturés	240 / 0,10	Couleur bleue signal Non poudré Dispositif médical de classe I	S	**559013**	100	**NC -**
						M	**559014**	100	**NC -**
						L	**559015**	100	**NC -**
						XL	**559016**	90	**NC -**
	Latex innercoated	Latex	Doigts texturés	240 / 0,24	Couleur naturelle Bord roulé Non poudré Dispositif médical de classe I	XS	**559021**	100	**NC -**
						S	**559022**	100	**NC -**
						M	**559023**	100	**NC -**
						L	**559024**	100	**NC -**
						XL	**559025**	90	**NC -**

Gants latex ULMA®

- **Gants d'examen non poudrés en latex épais**
- **Excellente qualité**
- **Ambidextres**
- **Faible taux de protéines**
- **En version lisse ou texturée**
- **En version non stérile ou stérile emballés par paires**



Gants Happy Skin Grip



Gants Sensiflex Plus



Gants Happy Skin

Gants non poudrés surface lisse Happy Skin

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	**030222**	**030223**	**030224**	**030225**	**030226**	100	**NC -**

Gants non poudrés surface texturée Happy Skin Grip

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	**030222G**	**030223G**	**030224G**	**030225G**	**030226G**	100	**NC -**

Gants stériles emballés par paires Sensiflex Plus

Taille	XS	S	M	L	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	**-**	**030256**	**030257**	**030258**	50 paires	**NC -**