Masques jetables ENDOproteclab



- En polypropylène bicouches non tissé 25 g/m² et couche filtrante
- Taille unique : 175 x 95 mm avec bande élastique et pont nasal intégré
- Avec marquage CE

Coloris	Blanc	Vert	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	942690	942691	50	NC -

Masque papier économique



Masque en papier filtrant avec élastique. 2 plis.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030653B	Masque papier - 2 plis	100	NC -

Masques 3 plis à élastique ou à liens



Masque 3 plis en polypropylène non tissé à élastique ou à liens.

- Barrette nasale de 0,3 cm en aluminium
- Coloris vert
- Haut pouvoir de filtration

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030698	Masque vert 3 plis à élastique auriculaire	50	NC -
030756	Masque vert 3 plis à liens	50	NC -

Masque Aérokyn® haute filtration



Masque haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires, 3 plis, Type II.

- Norme EN 14683
- Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB ≥ 98 %
- Pression différentielle : DP ‹ 29,4 Pa
- Sans fibre de verre
- Assemblage par soudure ultrasonique
- Sans odeur, sans latex
- Barrette nasale en aluminium

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030780	Masques Aérokyn® haute filtration	50	NC -

Masque 3 couches à visière



- Visière anti-buée
- Qualité chirurgicale
- Elastique auriculaire ou lien
- En boîte distributrice de 25 masques

Couleur	Élastique		Lien	
	Réf.	CHF les 25	Réf.	CHF les 25
Blanc	683515	NC -	-	-
Bleu	683516	NC -	683519	NC -
Vert	683517	NC -	683520	NC -
Vert	030844	NC -	-	-

Masques haute filtration Spandex®



- Masque en "non-tissé"
- Non irritants, sans latex
- Pouvoir de filtration supérieur à 99,2 %
- Grand confort
- Respiration facilitée

Réf.	EFP* (µm)	EFB** (µm)	Fixation	Résist. liquide	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
062104	0,1	3	Auriculaire Spandex®	Non	Bleu	50	NC -
062105	0,1	3	Lien polypropylène	Non	Bleu	50	NC -

*EFP : rétention particules **EFB : rétention bactéries

Masque coquille



Masque en fibres de polyester à ruban adhésif élastique et barrette nasale en aluminium. Taux de filtration : 95 %.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030618	Masque coquille	50	NC -