Distributeurs pour lunettes et accessoires de protection

Distributeurs pour équipements de protection

- **En acrylique transparent**
- **Accès facile des surchaussures, masques, charlottes, lunettes de protection (environ 20 paires), et bouchons d'oreilles (environ 200 paires)**
- **Marquage sur la boîte pour identification**
- **Dimensions (l x p x h) : 227 x 162 x 156 mm**
- **A poser sur une paillasse, ou à fixer au mur (vis incluses)**

Référence	Marquage	Coloris	CHF
037939	Safety glasses	Bleu	NC -
037941	Earplugs	Vert	NC -
037942	-	Naturel	NC -





Distributeur de lunettes

Réf.	Désignation	CHF
086668	Boîtier mural acrylique distributeur de lunettes, 483 x 203 x 102 mm	NC -

Ecran de protection faciale

Ecran en polycarbonate à serre-tête en polyéthylène.

- **Portoir à serre-tête réglable et confortable d'épaisseur 1,5 mm**
- **Ecran enveloppant protégeant l'avant et les côtés du visage, le cou et le dessus de la tête**
- **Protection UV entre 200 et 360 nm**
- **Protège des projections - utile en procédures germicides, en lecture de bandes ou de gels**
- **L x l : 295 x 200 mm**



Réf.	Désignation	CHF
029196	Ecran de protection faciale	NC -

Protections faciales anti-UV

- **Marquées CE**
- **Bloquent les UV en dessous de 400 nm**



Référence	Désignation	CHF
441181	Lunettes de protection anti-UV	NC -

Ecran facial à visière

Ecran de protection du visage en polycarbonate parfaitement transparent. L'écran est fixé sur une visière frontale. Conditionnement par boîte : 1 visière de couleur avec 3 écrans en polycarbonate.

- **L'écran se démonte de la visière et se remplace d'un simple geste**
- **Barrière résistante et totalement imperméable, assurant une protection totale et parfaite du visage**
- **Très léger**

3 présentations :
- visière ajustable : se ferme par une boucle réglable ; confortable, la plus pratique ;
- visière à cordon : se ferme par un cordon ; souple, idéale pour le port longue durée ;
- visière fixe : plus rigide, elle se maintient seule autour de la tête ; convient aux utilisations de courtes durée (45 minutes).







Ecran de remplacement

Référence	Désignation	CHF les 12
030704	Ecran de remplacement en PC pour toutes visières	NC -

Coloris visière	Blanc	Bleu	Rose	Vert	CHF
Ecran à visière ajustable	030705	030706	030707	030708	NC -
Ecran à cordon	030700	030701	030702	030703	NC -
Ecran à visière fixe	030709	030710	030711	030712	NC -

Visière de protection

- **Ajustable**
- **Confortable**
- **Tour de tête en polypropylène**
- **Visière en PET 240 µm**
- **Parfaite transparence**
- **Compatible avec le port de lunettes ou de masques**
- **Poids : 61 g**
- **Livrée à plat, montage facile**
- **Pour travail en toute sécurité**

Coloris serre tête	Noir	Blanc	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	540133	540137	10	NC -



NOUVEAU

