Blouse IsoClean® Chemo Gown

- Blouse de chimiothérapie
- EPI cat. III, type PB [6-B] (protection partielle contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre les agents infectieux EN 14126)
- Non stérile
- Pour salle propre classe C/D (ISO 6 à 9)
- Modèle à col avec fermeture dos, fermeture auto-agrippante au cou
- Poignets tricotés, liens à la taille



NOUVEAU




XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	CHF les 30
073937	073938	073939	073940	073941	073942	073943	NC -

Blouses de laboratoire KIMTECH™ A7

KIMTECH

Protection partielle contre les projections limitées de produits chimiques type PB[6].

- En materiau SMS non tissé résistant, au toucher proche du textile.
- Coupe fonctionnelle ; blouse avec col et poches, pli d'aisance dans le dos et fermeture par boutons à pression
- Coutures à point de surjet triple fil assurant une grande solidité
- Absence de silicone et traitement antistatique, conformément à la norme EN1149-1, adapté aux environnements critiques
- Coloris blanc
- Protection partielle, catégorie 3
- Unisexe
- Usage unique



Grande respirabilité





Taille	S	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	038936	038937	038938	038939	038941	15	NC -

Blouses de laboratoire KIMTECH™ A7 P+

KIMTECH

- EPI Cat. III selon le reglement (UE) 2016/425
- Protection contre les projections limitées de produits chimiques : type PB[6]
- En polypropylène haute performance
- Sans silicone, résistance à l'abrasion et faible peluchage (Helmke cat. II)
- Anti-statiques, conformes à EN1149-1 : 1995
- Filtration des particules et bactéries : 99 %
- Col haut pour une protection complète de la poitrine
- Elastiques aux poignets et passe-pouce
- Emballage individuel en double sachets, pour zones ISO 7 cat. C





Taille	S	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Réf.	039039	039038	039028	039029	039040	15	NC -

Combinaisons pour salle blanche KIMTECH™

KIMTECH

Pour environnements ISO 7 et 8 et salles blanches grades C et D.

- EPI Cat. III selon le reglement (UE) 2016/425
- Protection contre les particules : catégorie 5
- Protection légère contre les projections chimiques : catégorie 6
- Vêtement antistatique EN1149-5:2018
- En matériau SMS blanc respirant pour la protection particulaire
- Emballage individuel (non stérile)

Applications :

- Recherche biomédicale, industrie pharmaceutique non stérile, biotechnologies

KIMTECH™ A8 : protection respirante contre les particules

- Combinaison à col montant, sans capuche (A)
- Poignets élastiques, passe-pouce intégré (B)
- Filtration des bactéries : 94 % selon ASTM F2101 (C)
- Matériau ultra léger (45g/m²) faible peluchage (Helmke Drum Cat. III)





Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Réf.	041400	041401	041402	041403	041404	041405	041406	25	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com