Sachets Whirl-Pak



Le conteneur universel pour échantillons

- **Sachets en polyéthylène basse densité, non autoclavables**
- **Les résines utilisées sont des résines FDA et USDA approuvées pour le contact alimentaire**
- **Livrés stérilisés à l'oxyde d'éthylène**
- **Fermeture des sachets par des languettes métalliques**
- **Parfaitement étanches (idéal pour le transport)**
- **Les volumes cités restent approximatifs**
- **La capacité des sachets est mesurée lorsque les languettes sont tournées trois fois autour du sachet**
- **Ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82 °C**
- **Idéal pour le stockage de liquides, de poudres, d'aliments et d'échantillons divers**

Référence	l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
Sachets standard					
052900	7,5 x 12,5	60	57	500	**NC -**
052901	7,5 x 18,5	120	57	500	**NC -**
052902	9,5 x 18	210	76	500	**NC -**
052903	13 x 19	390	76	500	**NC -**
052904	11,5 x 23	540	64	500	**NC -**
052905	15 x 23	720	76	500	**NC -**
052906	15 x 23	720	102	500	**NC -**
052908	12,5 x 30,5	810	76	500	**NC -**
052909	12,5 x 38	1080	76	500	**NC -**
052910	15 x 38	1260	76	500	**NC -**
052911	19 x 38	2070	76	500	**NC -**
Sachet avec poche					
052907	15 x 25	720	64	500	**NC -**
Sachets avec zone de marquage					
052914	6,5 x 12,5	30	57	500	**NC -**
052915	7,5 x 12,5	60	57	500	**NC -**
052916	7,5 x 18,5	120	57	500	**NC -**
052912	7,5 x 18,5	120	64	500	**NC -**
052959	9,5 x 18	207	-	500	**NC -**
052960	13 x 19	384	-	500	**NC -**
052913	11,5 x 23	540	64	500	**NC -**
052917	11,5 x 23	540	64	500	**NC -**
052918	15 x 23	720	76	500	**NC -**
052919	15 x 23	720	102	500	**NC -**
052961	12,5 x 30,5	798	-	500	**NC -**
052920	19 x 30	1650	102	500	**NC -**
052962	19 x 38	2041	-	500	**NC -**
Sachets avec fond stable					
052922	7,5 x 18,5	120	64	500	**NC -**
052921	11,5 x 23	540	76	500	**NC -**
Sachets pour échantillons de grande taille					
052952	25,4 x 38	2721	102	250	**NC -**
052953	25,4 x 50,8	3637	102	250	**NC -**
052954	38 x 50,8	5441	102	100	**NC -**
Sachet noir					
052958	11 x 23	532	-	500	**NC -**



Compatibilité sachets/portoirs

Réference	Portoirs compatibles
052900	-
052901	G
052902	G
052903	D F
052904	D F
052905	D
052906	D
052907	D F
052908	-
052909	-
052910	-
052911	-
052912	-
052913	-
052914	-
052915	-
052916	G
052917	D F
052918	D
052919	D
052920	-
052921	-
052922	-



Saisissez la référence sur **MILIAN.COM** pour voir la vidéo produit

Portoirs pour sachets Whirl Pack

Référence	Type	Grille	Dimensions (cm)	Nombre de cases	Dimensions cases (cm)	CHF
052926	D	Double	26 x 25,4 x 9	12	8,25 x 6,35	**NC -**
052928	F	Double	34 x 27,3 x 10,2	20	6,35 x 6,35	**NC -**
052929	G	Simple	18 x 32,4 x 8,7	18	5,1 x 5,1	**NC -**

Sachets Whirl-Pak Color



- **Avec zone de marquage et code couleur**

l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Bleu	Rouge	Blanc	Unités/ carton	CHF/ carton
7,5 x 18,5	120	57	**052982**	**052983**	**052984**	500	**NC -**
11,5 x 23	540	64	**052985**	**052986**	**052987**	500	**NC -**
15 x 23	720	76	**052988**	**052989**	**052990**	500	**NC -**
19 x 30	1650	102	**052991**	**052992**	**052993**	500	**NC -**