Sachets Whirl-Pak Stand Up avec fond stable

- **En polyéthylène**
- **Résistent à de nombreux solvants**

Référence	l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
052922	7,5 x 18	120	0,064	500	**NC -**
052957	15 x 23	710	0,076	500	**NC -**
052965	12,5 x 38	1 065	102	250	**NC -**
052964	15 x 38	1 242	102	250	**NC -**
052963	19 x 38	2 041	102	250	**NC -**



052957 052966 052965 052964 052963

Sachets Whirl-Pak pour prélèvements de surface

Sachets avec éponge pour prélèvement.

- **Recommandé pour la récolte d'échantillons de surface**
- **Eponge en cellulose, sans bactéricide, stérile**
- **Dimensions de l'éponge : 3,8 x 7,6 x 1,5 cm**

ASTUCE
Voir les autres éponges de prélèvement de surface sur milian.com



VIDEO
Saisissez la référence sur
MILIAN.COM
pour voir la vidéo produit

Référence	l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Unités / carton	CHF / carton
052969	11,5 x 23	532	64	100	**NC -**
052970	19 x 30	1 627	102	100	**NC -**
052971*	11,5 x 23	532	64	100	**NC -**

* version avec gants larges en PE, stériles.

Eponge humidifiée dans sac Stomacher

Pour prélèvement sur suface séche.

- **Livrée dans sac stomacher format zip dimensions L x H : 18 x 21 cm**
- **Dimensions éponge Longueur 8 cm x largeur 5,8 cm épaisseur 3 mm**
- **Irradiée gamma**
- **Conservation 12 mois**

Réf.	Diluant	Vol. (ml)	Norme	Unités/ carton	CHF/ carton
042077	Neutralisant	10	ISO 18593	200	**NC -**
042082	Tryptone sel	10	ISO 17604	200	**NC -**



Sachets Whirl-Pak pour malaxeur

Les sachets pour malaxeurs contiennent un filtre afin de séparer les solides et les liquides.

Sachets à filtre vertical



- **Filtre de 250 µm**
- **Disponible avec ou sans languette métallique**

					Sans languette		Avec languette	
l x H (mm)	Vol. tot. (ml)	Vol. de travail (ml)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
190 x 300	1627	400	76	250	**952901**	**NC -**	**952908**	**NC -**
190 x 300	1627	400	76	250	**952902***	**NC -**	**952909***	**NC -**
190 x 380	2041	1000	76	250	**952903**	**NC -**	**952910**	**NC -**
254 x 380	2721	1500	76	250	**952904**	**NC -**	**952911**	**NC -**

* Joint latéral pour versement facile du liquide.

Sachets à filtre

VIDEO
Saisissez la référence sur
MILIAN.COM
pour voir la vidéo produit



- **Filtre de 330 µm**
- **Avec zone de marquage**

Réf.	l x H (mm)	Volume tot. (ml)	Vol. de travail (ml)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
052940	95 x 180	210	80	76	250	**NC -**
052944	150 x 230	720	400	102	250	**NC -**
052946	190 x 300	1650	400	102	250	**NC -**
052967	190 x 380	2041	400	102	250	**NC -**
052968	254 x 380	2721	1500	102	100	**NC -**
952912	380 x 380	4080	2500	102	100	**NC -**