Sachets pour malaxeurs



Sachets stériles sans filtre

Ces sachets stériles (par irradiation) permettent aussi bien la préparation des échantillons que le transport et le stockage de ceux-ci.
La congélation est possible jusqu'à -80 °C.

Référence	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
140800	80	100 x 150	25	1500	NC -
140801	400	180 x 300	25	500	NC -
140803	3500	380 x 510	25	500	NC -

Sachets stériles avec filtre latéral BagFilter

Ces sachets sont équipés d'un filtre latéral permettant de recueillir la solution à analyser débarrassée des fibres, soit par pipetage à l'aide de la BagPipet et des pipettes paille, soit par simple versement. Ces sachets sont préconisés pour l'analyse des produits carnés et de la charcuterie.

Référence	Désignation	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
140807	Sachet filtre BagFilter®/versement	400	190 x 300	25	500	NC -
140802	Sachet filtre BagFilter®/pipetage	400	190 x 300	25	500	NC -
150391	Sachet filtre BagFilter® Pull-Up/pipetage PCR, petits volumes	400	190 x 300	25	500	NC -
140804	Sachet filtre BagFilter®/pipetage	3500	380 x 510	10	100	NC -

Sachets stériles avec filtre pleine surface BagPage

Ces sachets présentent une grande surface de filtration particulièrement adaptée à la préparation d'échantillons épais, comme les fromages par exemple. Sur le modèle BagPage Plus, une soudure sur la partie haute du sachet permet de faciliter le repérage du compartiment pour le prélèvement.

Référence	Désignation	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
140810	Sachet filtre pleine surface BagPage	100	100 x 150	25	500	NC -
140811	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	400	190 x 300	25	500	NC -
140812	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	3500	380 x 510	10	100	NC -

Sacs à échantillon Biohazard



- **Sacs en polyéthylène**
- **Fermeture à glissière**
- **Disponible avec symbole et mention Biohazard**
- **Double poche kangourou**

Référence	Symbole Biohazard	Dimensions L x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440264	Oui	140 x 150	1000	NC -
440265	Oui	225 x 150	1000	NC -
440266	Non	104 x 150	1000	NC -

Sacs liasse multi-usages



- **HDPE, transparent,**
- **Epaisseur de 10 µm**
- **Pour une utilisation de -50 °C à + 120 °C**

Référence	Désignation	CHF
039663B	Sac liasse, dimensions : 230 x 310 mm (les 5000)	NC -
039664B	Sac liasse, dimensions : 350 x 500 mm (les 3000)	NC -

ClearLine® Sacs à échantillon Biohazard couleur



Sachets pour le transport d'échantillons biologiques.

- **En polyéthylène**
- **Fermeture à glissière**
- **Impression «Biohazard» en orange**
- **Plage d'écriture**
- **Double poche**
- **Dimensions : 16 x 16 cm**

Référence	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
390934	Bleu	1000	NC -
390935	Rouge	1000	NC -
390936	Orange	1000	NC -
390937	Rose	1000	NC -
390938	Violet	1000	NC -
390607B	Jaune	1000	NC -
390608B	Vert	1000	NC -
390854B	Transparent	1000	NC -