## Sachets Diag P650 / UN 3373

NOUVEAU


800411


800415

- **Sachets à fermeture adhésive pour le transport d'échantillons biologiques de catégorie B**
- **En conformité avec les réglementations pour le transport d'échantillons ; marquage P650 / UN 3373**

### Sachets simple poche

En PE épaisseur 70 µm.

| Référence | Dimensions (mm) | CHF les 100 |
|---|---|---|
| **800410** | 165 x 170 | **NC -** |
| **800411** | 165 x 275 | **NC -** |
| **800412** | 255 x 385 | **NC -** |
| **800413** | 385 x 580 | **NC -** |
| **800414** | 590 x 620 | **NC -** |
| **800448** | 575 x 595 | **NC -** |

### Sachets Diag norme IATA

Résistants à 95kPa, compatibles transport aérien.
En PE épaisseur 160µm, avec soufflet.
Avec poche latérale pour le transport de document.

| Référence | Dimensions (mm) | CHF les 100 |
|---|---|---|
| **800449** | 130 x 165 + 110 | **NC -** |
| **800450** | 190 x 235 + 130 | **NC -** |
| **800451** | 220 x 295 + 130 | **NC -** |

### Sachets double poche

Avec poche latérale pour le transport de document.
En PE épaisseur 70 µm.

| Référence | Dimensions (mm) | CHF les 100 |
|---|---|---|
| **800415** | 165 x 265 | **NC -** |
| **800416** | 165 x 275 | **NC -** |

## Matières absorbantes pour tubes ou en feuilles

NOUVEAU


800408



800404

- **Absorbants souples avec une face en PE imperméable**

| Référence | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| **800400** | Matière absorbante pour 1 tube petit | 100 | **NC -** |
| **800401** | Matière absorbante pour 1 tube moyen | 100 | **NC -** |
| **800402** | Matière absorbante pour 2 tubes | 100 | **NC -** |
| **800403** | Matière absorbante pour 3 tubes | 100 | **NC -** |
| **800404** | Matière absorbante pour 4 tubes | 100 | **NC -** |
| **800405** | Matière absorbante pour 6 tubes | 100 | **NC -** |
| **800406** | Matière absorbante : feuille 90 x 127 mm capacité 15 ml | 1000 | **NC -** |
| **800407** | Matière absorbante : feuille 200 x 300 mm capacité 150 ml | 100 | **NC -** |
| **800408** | Matière absorbante : feuille 200 x 300 mm capacité 600 ml | 100 | **NC -** |
| **800409** | Matière absorbante : coussinet 25 g grande capacité | 100 | **NC -** |


## Etiquettes adhésives norme transport

NOUVEAU



800434

800436




| Réf. | Désignation | Dim. (mm) | Coloris | CHF les 100 |
|---|---|---|---|---|
| **800434** | Etiquette norme transport UN 3373 | 99 x 110 | Translucide | **NC -** |
| **800435** | Etiquette norme transport carboglace UN 1845 | 100 x 150 | Opaque | **NC -** |
| **800436** | Etiquette norme transport IATA DGR | 60 x 100 | Opaque | **NC -** |
| **800437** | Etiquette norme transport THIS WAY UP | 60 x 100 | Opaque | **NC -** |