Sachets Diag nominatifs

- En polyéthylène
- Epaisseur : 70 µm
- Pour la conservation et l'enregistrement d'objets et échantillons divers
- Comportent un numéro d'identification unique sur chaque sachet
- Fermeture adhésive

NOUVEAU

800417



Référence	Désignation	Dim. (mm)	CHF
800417	Sachet Diag nominatif	190 x 260	NC -
800418	Sachet Diag nominatif	260 x 385	NC -
800419	Sachet Diag nominatif avec poignée	600 x 510	NC -
800437	Etiquette norme transport THIS WAY UP	60 x 100	NC -

Emballages pour le transport d'échantillons biologiques

- Pour le transport d'échantillons de catégorie A ou B
- Kits et pots en conformité avec les recommandations UN 2814 ou UN 3373 / transport P620 ou P650

NOUVEAU

800439



800447



Référence	Désignation	Contenu	Unités/ carton	CHF/ carton
800447	Kit complet pour l'envoi postal de 4 tubes P650 UN 3373	Système d'envoi minimailbox : transport sécurisé pour le transport des matières biologiques selon les dispositions d'emballage P650	100	NC -
800438	Kit emballage P620 UN 2814 pour 4 tubes	Kit complet contenant une boîte en carton, un amortisseur synthétique, un container vert de 500 ml et 4 coussinets absorbants. L'emballage convient pour le transport aérien	1	NC -
800439	Kit emballage P650 UN 3373 pour 4 tubes	Kit complet contenant une boîte en carton, un amortisseur synthétique, un container vert de 500 ml et 4 coussinets absorbants. L'emballage convient pour le transport aérien	1	NC -
800440	Pot vert 500 ml avec croisillons et absorbant pour 4 tubes - P620-P650	Conteneur de transport en PP solide et étanche, livré complet avec amortisseurs et 4 pochettes absorbantes. Le contenu est adapté pour 4 tubes de 10 ml	1	NC -
800441	Pot vert 800ml avec croisillons et absorbant pour 4 tubes/écouvillons - P620-P650	Conteneur de transport en PP solide et étanche, livré complet avec amortisseurs et 4 pochettes absorbantes. Le contenu est adapté pour 4 écouvillons	1	NC -
800442	Carton postal UN 2814 pour pot vert 500 ml - Dimensions 100 x 100 x 180 mm	Carton UN 2814 adapté pour les pots verts de 500 ml	10	NC -
800443	Carton postal UN 2814 pour pot vert 800 ml - Dimensions 100 x 100 x 220 mm	Carton UN 2814 adapté pour les pots verts de 800 ml	10	NC -
800444	Carton postal UN 3373 pour pot vert 500 ml - Dimensions 100 x 100 x 180 mm	Carton UN 3373 adapté pour les pots verts de 500 ml	10	NC -
800445	Boîte polystyrène UN 3373 pour carton 35 l	Boîte en polystyrène expansé gris, réutilisable, pour l'envoi en transport conditionné d'échantillons biologiques	1	NC -
800446	Carton postal 35 l pour boîte 800446	Carton brun pour boîte isotherme 800446	20	NC -

Blisters de transport pour échantillons biologiques de catégorie B

- Pour la protection des tubes, pots et écouvillons pendant le transport
- En polypropylène, épaisseur 0,8 mm

NOUVEAU

800429



800421



Référence	Désignation	CHF
800421	Blister cyto pour tube et écouvillon	NC -
800422	Blister parasitologie	NC -
800423	Bllister feces 1 tube	NC -
800424	Blister feces 2 tubes	NC -
800425	Blister pot 15 ml	NC -
800426	Blister prélèvement sang 1 tubes	NC -
800427	Blister prélèvement sang 2 tubes	NC -
800428	Blister prélèvement sang 3 tubes	NC -
800429	Blister prélèvement sang 6 tubes	NC -
800430	Blister pour 1 écouvillon	NC -
800431	Blister pour 2 écouvillon	NC -
800432	Blister multi-écouvillons et boîte Petri	NC -
800433	Blister multi-tubes	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com